

Tunturi F20 Competence - Vélo droit



Codes produits :

Référence : 246101

Caractéristiques du produit :

Volant d'inertie: 9 kg
Type de vélo: Droit
Système de freinage: Magnétique manuel
Résistance max.: 250 W
Poids supporté: 135 kg
Poids: 36 kg
Niveaux de résistance: 8
Nbre de programmes: 5
Longueur: 99 cm
Largeur: 59 cm
Hauteur: 157 cm
Garantie: 1 an
Ergomètre: Oui
Durée d'utilisation conseillée: 1 h/jour
Données affichées: Temps
Données affichées: Distance
Données affichées: Nbre de mouvements
Données affichées: Calories
Données affichées: Fréquence cardiaque
Données affichées: Vitesse
Connectique: N/A
Alimentation: Piles

Description brève du produit :

Le Tunturi F20 Competence est un vélo droit proposant 5 programmes différents et 8 niveaux de résistance variables. La gamme Competence de Tunturi est composée d'appareils de bonne qualité et faciles d'utilisation, le choix idéal pour l'entraînement des débutants.

Il est facile à déplacer puisqu'il fonctionne avec des piles.

Description du produit :

Le **Tunturi F20 Competence** est un vélo droit de bonne qualité et simple d'utilisation, offrant confort et efficacité. Ce vélo droit propose 5 programmes différents et 8 niveaux de résistance, facilement réglables avec le bouton sous la console. L'inertie de 9 kg permet une résistance solide en cas d'entraînements intensifs.

Ce vélo vous permet de proposer des entraînements de qualité à vos patients, en fournissant sur son écran, toutes les informations essentielles pour travailler : vitesse, distance, calories brûlées et suivi du rythme cardiaque.

Il est muni d'un système de freinage MPS, d'une roue d'inertie de 9 kg et d'une résistance de 250 W. Le F20 Competence est également doté de roulettes de transport, permettant de le déplacer facilement.

<https://youtu.be/02hYYNiHycE> Le F20 Competence : un vélo efficace et pratique

Le vélo F20 Compétence est relativement facile d'utilisation grâce à son affichage continu de 6 fonctions indispensables lors des entraînements : fréquence cardiaque, vitesse, distance parcouru, temps, nombre de calories brûlées et Fitness Test.

Vos patients pourront réaliser leurs entraînements et exercices de rééducation en toute sécurité grâce à son freinage magnétique avec 8 niveaux de résistance. Sa roue d'inertie de 9 kg apporte du confort à tous les exercices.

Le F20 Compétence est facilement adaptable et pratique au quotidien. Il comporte un guidon multiprise et un siège ajustable horizontalement afin de s'adapter à toutes les morphologies de vos patients. Il est également équipé de compensateurs de niveaux.

Les équipements du F20 Compétence

- **Seuil d'enjambement bas** : pour faciliter la montée et la descente.
- **Roues de transport** : pour déplacer le vélo facilement et sans effort.
- **Fonctionne avec des piles** : pour déplacer le vélo facilement.
- **Selle réglable et confortable** : réglable verticalement et horizontalement.
- **Guidon multi-grip inclinable.**
- **Moniteur réglable.**
- **Pédales ergonomiques** : les sangles des pédales antidérapantes de forme ergonomique sont réglables, de sorte que les pieds restent stables pendant l'entraînement.
- **Porte smartphone / tablette** : pour fixer simplement vos appareils sur un socle large et solide.
- **Porte-bouteille** : sur l'axe central de l'appareil.
- **Fréquence cardiaque via les combinés (récepteurs intégrés).**
- **Connexion analogique à la ceinture pectorale** : 5 Khz non codée (en option).

Un moniteur réglable et sobre

Avec son **écran LCD monochrome de 5,5 pouces** de diagonale, la console du vélo droit F20 Compétence reprend les informations essentielles aux entraînements : temps d'exercice, vitesse, distance, pouls, RPM, SCAN et calories brûlées.

Les 5 programmes enregistrés sont facilement accessibles dans la console et permettent de réaliser des entraînements ciblés, selon les objectifs de chacun.

5 programmes

- 1 démarrage rapide
- 1 objectif de temps
- 1 objectif de distance
- 1 objectif de calories
- 1 objectif de graisses corporelle / IMC

Les caractéristiques du vélo droit F20 Compétence Tunturi

- Niveaux de résistance : 8.
- Résistance max : 250 W.
- Système de freinage : magnétique manuel.
- Volant d'inertie : 9 kg.
- Nombre de programmes : 5.
- Dimensions : 157 x 59 x 99 cm.
- Poids : 36 kg.
- Poids supporté : 135 kg.
- Alimentation : 2 piles AA.
- Durée d'utilisation conseillée : 1h/jour.
- Garantie : 1 an.

Attributs du produit :