

Tunturi E50 Performance - Vélo droit



Codes produits :

Référence : 246121

Caractéristiques du produit :

Volant d'inertie: 11 kg
Type de vélo: Droit
Système de freinage: Magnétique motorisé
Résistance max.: 350 W
Poids supporté: 135 kg
Poids: 39 kg
Niveaux de résistance: 32
Nbre de programmes: 26
Longueur: 99 cm
Largeur: 60 cm
Hauteur: 158 cm
Garantie: 1 an
Ergomètre: Oui
Durée d'utilisation conseillée: 3 h/jour
Données affichées: Temps
Données affichées: Distance
Données affichées: Calories
Données affichées: Watt
Données affichées: Fréquence cardiaque
Données affichées: Vitesse
Données affichées: Profil d'entraînement
Connectique: Bluetooth
Alimentation: Secteur

Description brève du produit :

Le Tunturi E50 Performance est un vélo ergométrique simple d'utilisation, permettant de configurer des données et de réaliser un entraînement avec précision. Ce vélo droit comporte une roue d'inertie de 11 kg et une résistance de 350 Watts, réglable sur 32 niveaux.

Description du produit :

Le **Tunturi E50 Performance** est un vélo droit ergométrique de qualité premium et simple d'utilisation, offrant confort et précision. Ce vélo droit offre la possibilité de configurer des données et de réaliser un entraînement efficace et précis, en Watts constant. Grâce aux applications Tunturi Routes, iConsole + Training, Kinomap et Zwift, vous pouvez personnaliser les séances de vos patients (*applications non incluses*).

Vous souhaitez proposer de la variété, de la précision et plus d'intensité à vos patients ? Optez pour le Tunturi E50 Performance. Il permet de réaliser des entraînements avec des objectifs clairs, et de choisir parmi différents programmes dotés de fonctions et commentaires complets.

<https://youtu.be/d6GajHtlW4> Les équipements du E50 Performance

Le vélo ergométrique E50 Performance est totalement ajustable à la morphologie du patient, afin de trouver une

position adéquate et confortable.

- **Seuil d'enjambement bas** : pour faciliter la montée et la descente.
- **Roues de transport** : pour déplacer le vélo facilement et sans effort.
- **Selle confortable et réglable rapidement** : molette située en dessous, permettant de l'ajuster dans une position plus élevée, inférieure ou même horizontale. (*Réglable profondeur et hauteur*).
- **Guidon multi-grip réglable - inclinaison et éloignement** (*en continu/ sans palier*) : pour une position plus relaxante ou plus sportive.
- **Selle et guidon type triathlon**
- **Moniteur ajustable**
- **Compensateurs de niveau**
- **Pédales ergonomiques** : les sangles des pédales antidérapantes de forme ergonomique sont réglables, de sorte que les pieds restent stables pendant l'entraînement. De plus, les pédales ont été pensées pour que la partie plate soit constamment orientée vers le haut.
- **Porte smartphone / tablette** : pour fixer simplement vos appareils sur un socle large et solide.
- **Porte-bouteille** : sur l'axe central de l'appareil.
- **Fréquence cardiaque via les combinés** (*récepteurs cardiaques Bluetooth intégrés*).
- **Connexion analogique et Bluetooth à la ceinture thoracique** : 5 Khz non codée (*en option*).

Le **freinage PMS** allie précision et stabilité, en offrant une large plage de résistance. Il permet de réaliser des variations fluides et sans à-coups, indispensables dans le cadre d'une rééducation.

Le modèle E50 Performance a la particularité d'afficher la puissance en Watts dégagée, pendant l'exercice. Associée à un programme de contrôle des Watts, cette fonction est très utile pour la rééducation et les entraînements sportifs puisqu'elle permet de régler la résistance indépendamment de la vitesse. Le vélo ajuste la difficulté en fonction des capacités du patient, sans le brusquer. Les vélos ergométriques Tunturi permettent un travail très précis et un réglage de la résistance beaucoup plus fin.

Des informations novatrices et innovantes sur le moniteur

La console du vélo droit E50 Performance de Tunturi est sobre et efficace. **L'écran de 5,5 pouces rétro-éclairé LCD couleur**, reprend les informations essentielles à la pratique du vélo : BAI (*Body Adiposity Index*), temps d'exercice, distance, calories dépensées, vitesse, niveau, pouls, tours/minute, profil d'entraînement, WATT. (*Affichage graphique*).

Le E50 Performance est équipé de 26 programmes enregistrés et facilement accessibles.

26 programmes

- 1 démarrage rapide
- 1 objectif de temps
- 1 objectif de distance
- 1 objectif de calories
- 1 objectif de graisses corporelle / IMC
- 1 WATT (*10 - 350 par 5 watts*)
- 4 objectifs de fréquence cardiaque
- 4 programmes utilisateur
- 12 programmes prédéfinis.

+ Test de condition physique : récupération

Les caractéristiques du vélos droit E50 Performance

- Niveaux de résistance : 32
- Résistance max : 350 W
- Système de freinage : magnétique motorisé
- Volant d'inertie : 11 kg
- Système d'entraînement : courroie à lamelles longitudinales
- Nombre de programmes : 26
- Dimensions : 99 x 60 x 158 cm
- Poids : 39 kg
- Poids supporté : 135 kg
- Alimentation : secteur 230V
- Durée d'utilisation conseillée : 3h/jour

- Garantie : 1 an

En option : des applications connectées pour un entraînement complet

Connectez-vous en Bluetooth aux applications Tunturi Routes, Iconsole+ Training, Kinomap ou Zwift et parcourez les routes du monde entier ! Proposez des séances personnalisées à vos patients, qui les embarqueront pour des destinations à travers le monde ! La résistance de votre équipement s'adaptera automatiquement aux changements d'altitude de la vidéo.

Fitness KINOMAP : Le patient peut choisir la vidéo géolocalisée qui lui plait et c'est parti ! Il se voit progresser sur la carte et le graphique d'altitude. Cette application permet de motiver le patient à suivre un rythme en s'amusant.

<https://youtu.be/0LdY285PcPE>

Attributs du produit :