

Pédalier d'exercice avec écran LCD



Codes produits :

Référence : 244728

Caractéristiques du produit :

Travail: Actif
Système de freinage: Mécanique variable
Poids: 2,2 kg
Longueur: 50 cm
Largeur: 38 cm
Hauteur: 23,5 cm
Ergomètre: Non
Durée d'utilisation conseillée: 1 h/jour
Données affichées: Temps
Données affichées: Nbre de mouvements
Données affichées: Calories
Données affichées: Cadence

Description brève du produit :

Ce pédalier pliable avec écran LCD permet de proposer et de mettre facilement en œuvre une large gamme d'exercices physiques pour vos patients. Il restaure la force musculaire affaiblie et améliore la circulation sanguine de vos patients. De plus, cela donne une meilleure coordination aux jambes ou aux bras.

Description du produit :

Ce pédalier pliable avec écran LCD permet de proposer et de mettre facilement en œuvre une large gamme d'exercices physiques pour vos patients. Il restaure la force musculaire affaiblie et améliore la circulation sanguine de vos patients. De plus, cela donne une meilleure coordination aux jambes ou aux bras.

Un outil complet...

Ce pédalier pliable est équipé d'une molette de serrage permettant de modifier la résistance de pédalage, de pédales avec straps et d'un afficheur LCD mettant en avant le temps de l'entraînement, les calories dépensées, la rotation par minute et la rotation totale. Ce produit peut être utilisé sur une table comme exercice de bras ou sur le sol pour un entraînement des jambes. Grâce à la molette de contrôle de la tension, il permet une large gamme de résistance du pédalier pour un programme d'exercice progressif. De plus, les sangles de pédale sont réglables sur deux positions.

... et très pratique

Ce modèle de pédalier est très pratique de par son aspect pliable, qui facilite considérablement son rangement. Il se plie, pour une expédition et un stockage compact. La configuration de ce pédalier pliable est relativement simple.

Les + de ce pédalier d'exercice

- Résistance réglable avec la molette
- Sangles de pédales antidérapantes

- Écran LCD

Les caractéristiques du pédalier d'exercice avec écran LCD

- Pédalier actif
- Peut être utilisé comme exerciceur de bras
- Affichage : temps, calories dépensées, rotation par minute et rotation totale
- Dimensions : 49,5 x 37 x 23,5 cm
- Dimensions plié : 33 x 37 x 17 cm
- Poids : 2,2 kg

Attributs du produit :