

Technogym Cycle - Vélo droit



Codes produits :

Référence : 246080

Caractéristiques du produit :

Volant d'inertie: N/A
Type de vélo: Droit
Système de freinage: Magnétique
Résistance max.: 600 W
Poids supporté: 180 kg
Poids: 62 kg
Niveaux de résistance: N/A
Nbre de programmes: N/A
Longueur: 114 cm
Largeur: 60 cm
Hauteur: 136 cm
Garantie: 2 ans
Ergomètre: Oui
Durée d'utilisation conseillée: 5 h/jour
Données affichées: Temps
Données affichées: Distance
Données affichées: Calories
Données affichées: Vitesse
Connectique: Bluetooth
Connectique: USB
Alimentation: Secteur

Description brève du produit :

Le vélo d'appartement Technogym Cycle est l'outil idéal pour les kinésithérapeutes cherchant à offrir à leurs patients une rééducation de qualité supérieure, adaptée à leurs besoins individuels. Grâce à sa technologie avancée, il permet un contrôle précis de l'entraînement, un suivi de la performance en temps réel et une connectivité simplifiée pour une rééducation optimale et des résultats exceptionnels. Faites de la rééducation une expérience innovante et efficace pour vos patients avec le Technogym Cycle.

Description du produit :

Découvrez le **vélo d'appartement Technogym Cycle**, l'outil indispensable pour les kinésithérapeutes soucieux d'offrir une rééducation sur mesure et de haute qualité à leurs patients. Doté d'une technologie de pointe, ce vélo révolutionnaire a été conçu pour répondre aux besoins spécifiques de la rééducation tout en offrant une expérience d'entraînement optimale.

Contrôle de la résistance magnétique silencieuse

Le Technogym Cycle est équipé d'un système de résistance magnétique silencieux de pointe, permettant un contrôle précis de la résistance de l'entraînement. Cette caractéristique unique permet aux kinésithérapeutes de personnaliser l'intensité de l'exercice pour chaque patient, en fonction de son niveau de condition physique et de ses objectifs de rééducation. Cela s'avère particulièrement bénéfique pour les patients souffrant de problèmes de mobilité, de douleur ou de faiblesse musculaire, car elle leur permet de s'entraîner en toute sécurité et de manière confortable.

<https://youtu.be/JZGwouGQLj8?si=QWDCfFW2pnWi12jp> **Écran tactile intuitif et suivi de la performance**

Le vélo Technogym Cycle est équipé d'un écran tactile intuitif de 5,5 pouces et d'un système de suivi de la performance. Les kinésithérapeutes peuvent ainsi suivre de près la progression de leurs patients au fil du temps. La fréquence cardiaque, la vitesse, la distance parcourue et les calories brûlées sont autant de données accessibles pour surveiller et ajuster la charge d'entraînement de chaque patient. Cette fonctionnalité permet d'optimiser le programme de rééducation de manière à maximiser les résultats.

Connectivité de pointe

Le vélo Technogym Cycle est également doté d'une connectivité de pointe, facilitant la liaison avec des applications de santé et de fitness telles que Mywellness. Les kinésithérapeutes peuvent ainsi suivre et gérer les progrès de leurs patients en temps réel, ce qui simplifie la gestion des programmes de rééducation. Cette connectivité offre une expérience de rééducation encore plus personnalisée et efficace.

Design ouvert et selle confortable

Le vélo d'appartement compact Technogym Cycle est facile d'accès grâce à son passage large. Selle extra-large, avec un rembourrage multi-densité : la plus confortable de sa catégorie. Elle se règle facilement, même en position assise, grâce au levier situé à l'arrière.

Dimensions compactes pour un pédalage très stable

Avec seulement 60 cm de large, Technogym Cycle est un vélo stable, résistant et peu encombrant qui peut supporter jusqu'à 180 kg.

Vous avez tout sous contrôle

Toutes les informations dont vous avez besoin pour suivre vos progrès s'affichent clairement sur le tableau de bord de l'appareil. Les commandes Fast Track permettent de régler facilement et instantanément l'intensité de pédalage.

Intégrez votre tablette

Fixez votre tablette sur le vélo au moyen du support dédié et profitez de la connectivité Bluetooth pour vous entraîner avec vos applications préférées.

Pédalage fluide

La distance est réduite de 17 cm entre les pédales, ce qui offre un pédalage en toute fluidité pour une posture correcte.

Faible consommation d'énergie

Le capteur Technogym Cycle détecte la présence d'une personne sur le vélo et passe en mode veille lorsque celui-ci n'est pas utilisé.

Les équipements du vélo Technogym Cycle

- Porte-bouteille
- Support tablette/smartphone
- Compatible avec tablettes Apple et Android
- Chargeur USB
- Bluetooth
- Commandes Fast Track pour régler facilement et instantanément l'intensité de pédalage.

Le vélo Cycle Technogym est livré sans la tablette présente sur les photos.

Les caractéristiques du vélo droit Cycle Technogym

- Résistance maximale : 600 W (à 160 RPM) .
- Dimensions : 114 x 60 x 136 cm.
- Poids : 62 kg.
- Poids supporté : 180 kg.
- Taille min-max utilisateur : 155 cm - 205 cm.
- Alimentation : secteur 230V.

- Durée d'utilisation conseillée : 5h/jour.
- Garantie : 2 ans.

Notre service englobe la livraison et la mise en place de l'équipement chez vous, en France métropolitaine. Une équipe se chargera du montage et de la configuration du produit, prenant également soin de nettoyer la zone d'installation et de retirer tout excès d'emballage. Ainsi, vous pourrez profiter en toute sérénité de votre nouvel équipement.

Attributs du produit :