

ACCÈS-O-BAIN



L'Accès-O-Bain s'installe sans outil sur toutes les baignoires jusqu'à 70 cm de largeur extérieure et pivotent à 360°. Une manette de verrouillage permet de bloquer la rotation dans la position souhaitée. Ses accoudoirs escamotables permettent le transfert latéral.


Matériaux : Acier epoxy gris perle, medium compact, pièces de jonction en polypropylène, gaine pvc.

Entretien : liquide ménager non abrasif, chiffon doux pour sécher après utilisation.

- > Gaine de protection
- > Stabilisateur réglable en hauteur
- > Marchepied d'une hauteur de 20 cm

GARANTIE 2 ANS
POIDS SUPPORTÉ: 150 KG

Conditionnement :
Carton de regroupement : 1
Palette : 12



Cadre de stabilisation



Accès-O-Bain en situation

DIMENSIONS

Hauteur totale	105 cm
Largeur	69 cm
Profondeur	57,5 cm
Encombrement au sol	34 x 37 cm
Poids	5,9 kg
Poids supporté	150 kg

EAN, PRISE EN CHARGE

Code	Désignation	Code EAN	LPPR TTC
550806	Accès O bain pour baignoire	3701127713756	Néant