

POWERBreathe Medic Plus



Codes produits :

Référence : 271853

Caractéristiques du produit :

Description brève du produit :

L'appareil respiratoire POWERbreathe® Medic Plus utilise la technique d'entraînement contre résistance pour augmenter la force, la puissance et l'endurance des muscles respiratoires (diaphragme et cage thoracique).

POWERbreathe® est recommandé par l'Organisation Mondiale de la Santé pour les exercices de rééducation respiratoire post COVID-19.

Description du produit :

POWERbreathe® Medic Plus : l'appareil d'entraînement respiratoire 100% naturel

Comparable à la musculation pour renforcer les muscles des bras, POWERbreathe® est une sorte "d'haltère du diaphragme". Le système de vanne breveté de POWERbreathe® offre une charge réglable pour entraîner à respirer. POWERbreathe® stimule les muscles inspiratoires pour améliorer leur puissance et leur résistance à la fatigue, en intensifiant l'effort nécessaire à l'inspiration.

Des études cliniques ont montré que POWERBreathe® réduit l'essoufflement, améliore la qualité de vie et renforce la tolérance à l'exercice.

POWERbreathe® Medic Plus : aide les patients souffrant de mucoviscidose, emphysème, insuffisance cardiaque, maladies neuromusculaires, maladie de Parkinson et affections du rachis, d'asthme BPCO.

POWERbreathe® est recommandé par l'Organisation Mondiale de la Santé pour les exercices de rééducation respiratoire post COVID-19.

<https://youtu.be/nd5U7mDhFi4>

Les caractéristiques des POWERBreathe Medic plus

- Améliore de 65% la dynamique du flux d'air
- Force de résistance : de 0 à 78 cm H₂O
- Sain et naturel, sans effets secondaires
- Charge respiratoire réglable : 10 niveaux
- Indicateur de niveau de résistance/entraînement
- Démontable pour un nettoyage complet
- Norme : CE Médical Classe I

Attributs du produit :