

MEDEL AIR PLUS

Inhalateur

medel®



Douche nasale incluse



Air comprimé



Sacoche incluse

Pour le traitement des voies respiratoires supérieures et inférieures

Pour le traitement des rhumes, de l'asthme, des maladies des voies respiratoires, etc.

Taux élevé de particules accédant aux poumons

Haute capacité de nébulisation (env. 0,3 ml/min.) - court temps d'inhalation

Accessoires :

Embout buccal, embout nasal, masque pour adulte, masque pour enfant, tube à air comprimé (extra long), douche nasale, filtre, sac de rangement

Peut être désinfecté

Pression: env. 0,8 -1,45 bar

Dispositif médical

Puissance: 230V; 50 Hz; 230 VA

Dimensions (LxlxH): 166 x 141 x 148 mm

Poids: approx. 1.4 kg

Garantie 5 ans

Colisage : 2 unités/carton

EAN n° : 4211125603359

Référence article n° : 603.35


Air Plus Kit: Référence n°: 603.33

Air Plus Kit Kids: Référence n°: 603.34

MEDEL AIR PLUS

Inhalateur

medel®



Air Plus Kit

Contenu :

Masque adulte
Masque enfant
Embout bouche
Embout nez
Bouteille nébuliseur
Tube de recharge
Filtres



Air Plus Kit Kids

Contenu :

Masque enfant silicone
Masque bébé silicone
Raccord forme de coude
Bouteille nébuliseur
Tube de recharge
Filtres

