

SEMELLES THERMOFORMABLES

Collection semelles



- Domaines d'application :
Prévention.

- Indications :
Améliore l'équilibre.

- Caractéristiques :
 - Traitement anti-bactérien et anti-humidité.
 - Diminue les vibrations dans la région lombaire : -5,3%.
 - Diminue les vibrations dans la région du genou : -17,2%.
 - Diminue les vibrations dans la région de la cheville : -12,6%

Passer les deux semelles, en même temps et l'une à côté de l'autre, 40 secondes au micro-ondes à 500w.

TVA 20 %

LPPR Non remboursé.



POINTURE

- Tableau de taille :

| Pointure | Code ACL 13 | Référence |
|----------|-----------------|-------------|
| 36 | 34010.6003291.3 | CP0630.BI36 |
| 37 | 34010.6003294.4 | CP0630.BI37 |
| 38 | 34010.6003274.6 | CP0630.BI38 |
| 39 | 34010.6003275.3 | CP0630.BI39 |
| 40 | 34010.6003276.0 | CP0630.BI40 |
| 41 | 34010.6003277.7 | CP0630.BI41 |
| 42 | 34010.6003279.1 | CP0630.BI42 |
| 43 | 34010.6003282.1 | CP0630.BI43 |
| 44 | 34010.6003285.2 | CP0630.BI44 |
| 45 | 34010.6003288.3 | CP0630.BI45 |
| 46 | 34010.6003290.6 | CP0630.BI46 |

DISTRIBUTEUR FRANCE : SM EUROPE
Z.A. La Herbetais - 35520 La Mézière (France)
Tél. : 02 99 66 41 41 - Fax : 02 99 66 41 31
smeurope@smeurope.fr - www.orliman.fr
Siret : 420574626 RCS Rennes

SEMELLES THERMOFORMABLES

Collection semelles



■ **Conseil de sécurité :**

La conception et le développement du produit prennent en compte les exigences essentielles de la Directive 93/42 modifiée. SM Europe a réduit au maximum les risques d'allergies à travers le choix des matériaux sachant qu'une réaction allergique est un phénomène pathologique lié à une hypersensibilité à une substance habituellement sans danger pour la santé.

Prévention :

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée non protégée. Protéger toute partie du corps où un antalgique en crème ou en pommade a pu être appliqué avant la mise en place du produit. Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

Consignes :

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou des réactions inhabituelles.

Composition :

Polyamide 66%.
Polyuréthane 5%.
Polyester 29%.

■ **Mise en place :**

- Sélectionnez la paire de chaussures, sport ou ville, dans laquelle vous allez installer vos semelles FeetPAD®. Une fois formées à la paire sélectionnée, les semelles ne peuvent être utilisées dans d'autres chaussures.
- Placez les semelles FeetPAD® au micro-ondes, parallèles l'une à l'autre comme indiqué sur le schéma. Chauffez pendant 40 secondes à 500w.
- Sortez les semelles du micro-ondes et placez-les dans vos chaussures. Enfilez ces dernières et gardez la position debout pendant environ 2 minutes afin d'exercer une pression uniforme sur toute la surface des semelles. Nous vous recommandons de garder vos chaussures aux pieds pendant au moins 1 heure pour permettre aux semelles de refroidir lentement et de bien marquer votre empreinte.

Entretien :

Nettoyage à la main et au savon
(max. 30°C).
Rincer soigneusement.
Laisser sécher à l'air libre.
Ne pas mettre au sèche-linge.
Ne pas javelliser.
Ne pas utiliser de détergent.
Conserver le produit à température ambiante.

