

LumEye1

APPAREIL DE LUMINOTHERAPIE DE TABLE



OXILOM

Lampe de luminothérapie contre les troubles affectifs saisonniers
et le blues hivernal



- **Médical:** certifié 93/42/CE, CE 0123, médicalement reconnu pour lutter contre la dépression saisonnière hivernale et déposé à l'ANSM, diffuse une lumière blanche dénuée d'UV
- **Design et compact:** Simple et moderne, s'intègre dans tout type d'intérieur grâce à sa petite taille et ses pieds
- **Bien-être:** Augmente l'énergie, ajuste le rythme circadien (rythme biologique de 24h), aide à se sentir plus éveillé et apaise en cas de blues hivernal.
- **Utilisation:** durant les activités habituelles (lecture, cuisine, travail...), possibilité d'ajuster l'intensité de la lumière naturelle jusqu'à 10 000 lux

Séances conseillées	30 min d'exposition à 12-18 cm de distance 60 min d'exposition à 20-30 cm de distance 120 min d'exposition à 35-45 cm de distance
Certifications médicales	93/42/EEC, CE 0123, ANSM
Intensité lumineuse	Jusqu'à 10 000 lux de lumière naturelle
Gestion énergétique	220-240V
Informations packaging	Contenu: Appareil de luminothérapie de table – Manuel d'utilisation Dimension: 35x30x12cm, Poids: 1,1kg
Informations commerciales	EAN : 3760207240476 HS : 94052000 DEEE : 0.11 HT
Informations sur le produit	Modèle: ELE018921V1 – Dimensions: 25 (dia) x 8cm – Poids: 600g
Informations carton	Dimensions: 36 x 30.5 x 53cm – Quantité: 4 pcs/ctn – Poids : 5,15kg



STAB XTOM SARL – SIRET 529 696 882 00013 | SRN FR-IM-000012223
Parc Lumière – 46, avenue des frères Lumière, 78190 Trappes, France
Contact: marketing@stab-france.net

L'appareil de luminothérapie LumEye1 dispose du marquage CE médical et est également classifié comme dispositif sans risque pour les yeux au regard de la norme CE 0123. De plus, la lumière émise est dépourvue d'UV et d'infra-rouges. Il est conseillé de consulter un médecin, un pharmacien ou un professionnel de santé avant toute utilisation en cas de lésions ou de troubles oculaires. Se référer à la notice d'utilisation pour davantage d'informations concernant l'utilisation de l'appareil de luminothérapie LumEye1.
Mandataire européen: Globalmind Consumer Electronics GmbH Ernst-Mantius-Str.11, 21029 Hamburg, Germany, pour davantage d'informations sur le fabricant et l'importateur, consulter la notice.