



CHAUSSETTES DE COMPRESSION

Voyage



- Domaines d'application :
Compression

- Indications :
Stimule et favorise le retour veineux, Protège le pied contre les frottements douloureux des chaussures, Recommandé pour les longs trajets.

- Caractéristiques :
 - Degré de compression : Classe II (15-20 mmHg).
 - Sans couture.
 - Compression dégressive.
 - Renfort matelassé au niveau de la plante des pieds.
 - Maille épaisse.

TVA

20 %

LPPR

Non remboursé.



TOUR DE CHEVILLE

- Tableau de taille :

Taille	Tour de cheville	EAN 13	ACL 7	Référence
1	18 - 21,5 cm	3664338.001848	6041764	CP0913.PA1
2	21,5 - 25 cm	3664338.001855	6041765	CP0913.PA2
3	25 - 28,5 cm	3664338.001862	6041768	CP0913.PA3
4	28,5 - 32 cm	3664338.001879	6041770	CP0913.PA4

 **DISTRIBUTEUR FRANCE : SM EUROPE**

Z.A. La Herbetais - 35520 La Mézière (France)
Tél. : 02 99 66 41 41 - Fax : 02 99 66 41 31
smeurope@smeurope.fr - www.orliman.fr
Siret : 420574626 RCS Rennes

Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux de classe I selon la directive 93-42-CE modifiée par la directive 2007-47-CE. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à un professionnel de santé. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Fabricant : Orliman S.L.U. - Distributeur France : SM Europe. v.30/01/2018



CHAUSSETTES CONFORT ET PROTECTION

Pieds diabétiques • Daily



■ **Conseil de sécurité :**

La conception et le développement du produit prennent en compte les exigences essentielles de la Directive 93/42 modifiée. SM Europe a réduit au maximum les risques d'allergies à travers le choix des matériaux sachant qu'une réaction allergique est un phénomène pathologique lié à une hypersensibilité à une substance habituellement sans danger pour la santé.

Prévention :

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée non protégée. Protéger toute partie du corps où un antalgique en crème ou en pommade a pu être appliqué avant la mise en place du produit. Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

Consignes :

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou des réactions inhabituelles.

Composition :
75% Polyamide,
25% Lycra.

■ **Mise en place :**

Avant de mettre la chaussette, assurez-vous d'avoir le pied complètement sec. Retournez la chaussette jusqu'au talon. Appliquez le bout de la chaussette retournée sur les orteils et la dérouler. Faites glisser la chaussette sur la jambe et remontez-la jusqu'au dessous du genou. Faire attention à ne pas plier la partie supérieure de la chaussette.

Entretien :

Lavage en machine (max 30°C),
Rincer soigneusement.
Laisser sécher à l'air libre.
Ne pas mettre au sèche-linge.
Ne pas javelliser.
Ne pas utiliser de détergent.
Conserver le produit à température ambiante.

