

# CHAUSSETTES CONFORT ET PROTECTION

Pieds diabétiques • Relax



■ Domaines d'application :

Diabète

■ Indications :

Pieds sensibles du diabétique, Candidose, Mycose, Eczéma, Prévient le développement des bactéries et champignons (traitement bactériostatique), Évite les frictions et les frottements sur les zones sensibles du pied, tels que les orteils et les talons.

■ Caractéristiques :

- Sans couture.
- Sans compression.
- Renforts matelassés au niveau des orteils et du talon.
- Fibre de bambou avec charbon actif, absorbe l'humidité et neutralise les odeurs.
- Fibre de coton traitée avec des ions d'argent pour leurs propriétés antibactériennes et antifongiques.

TVA

20 %

LPPR

Non remboursé.



POINTURE

■ Tableau de taille :

Taille	Pointure	EAN 13	ACL 7	Référence
1	36 - 38,5	3664338.001558	6038578	CP0911.PA1
2	38,5 - 41	3664338.001565	6038579	CP0911.PA2
3	41 - 43,5	3664338.001572	6038580	CP0911.PA3
4	43,5 - 46	3664338.001589	6038581	CP0911.PA4

**DISTRIBUTEUR FRANCE : SM EUROPE**

Z.A. La Herbetais • 35520 La Mézière (France)

Tél. : 02 99 66 41 41 - Fax : 02 99 66 41 31

smeurope@smeurope.fr • [www.orliman.fr](http://www.orliman.fr)

Siret : 420574626 RCS Rennes



ORLIMAN®

FeetPAD

# CHAUSSETTES CONFORT ET PROTECTION

Pieds diabétiques • Relax



## ■ Conseil de sécurité :

La conception et le développement du produit prennent en compte les exigences essentielles de la Directive 93/42 modifiée. SM Europe a réduit au maximum les risques d'allergies à travers le choix des matériaux sachant qu'une réaction allergique est un phénomène pathologique lié à une hypersensibilité à une substance habituellement sans danger pour la santé.

### Prévention :

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée non protégée. Protéger toute partie du corps où un antalgique en crème ou en pommade a pu être appliqué avant la mise en place du produit. Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

### Consignes :

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou des réactions inhabituelles.

### Composition :

40% Viscose,  
40% Coton (avec ions d'argent),  
16% Polyamide,  
4% Lycra.

### Entretien :

Lavage en machine (max 30°C),  
Rincer soigneusement.  
Laisser sécher à l'air libre.  
Ne pas mettre au sèche-linge.  
Ne pas javelliser.  
Ne pas utiliser de détergent.  
Conserver le produit à température ambiante.

