

Dynamomètre de main Smedley



Codes produits :

Référence : 261608

Caractéristiques du produit :

Type de mesure: Force
Résistance max.: 100 kg
Matière: Aluminium

Description brève du produit :

Le dynamomètre à main Smedley en aluminium est doté d'un ressort ajustable pour mesurer la force de préhension. Sa poignée réglable convient à toutes les tailles de mains, offrant une précision maximale étalonnée en kg, avec un indicateur de cadran maintenant la mesure jusqu'à la réinitialisation.

Description du produit :

Attributs du produit :