

Scoliomètre

Codes produits :

Référence : 261538

Caractéristiques du produit :

Type de mesure: Scoliose

Matière: Plastique

**Description brève du produit :**

Le scoliosmètre est un instrument en plastique, qui permet d'évaluer la scoliose. L'appareil détecte les anomalies et leur importance.

Description du produit :

Le **scoliosmètre** est un instrument en plastique, qui permet d'évaluer la scoliose (déviations de la colonne vertébrale sur le côté droit ou gauche). L'appareil détecte les anomalies et leur importance. Il permet aussi de comparer l'évolution du processus pathologique. La petite sphère oscillant dans un espace d'air indique le degré d'inclinaison de la colonne vertébrale, comparé au plan horizontal.

Cet outil s'utilise aussi chez les enfants.

Attributs du produit :