

Inclinomètre bi-level

Codes produits :


Référence : 261533

Caractéristiques du produit :

Type de mesure: Amplitude

Longueur: 11 cm

Largeur: 8 cm



Description brève du produit :

L'inclinomètre bi-level est un instrument permettant de mesurer les amplitudes articulaires de manière fiable, précise et reproductible.

Description du produit :

L'**inclinomètre bi-level** est un instrument révolutionnaire permettant de mesurer les amplitudes articulaires de manière fiable, précise et reproductible. L'inclinomètre bi-level est l'inclinomètre mécanique le plus abouti. La pesanteur est utilisée comme référence permettant d'installer le patient ou l'articulation mesurée dans une position Neutre reproductible. Il permet de mesurer les amplitudes de mouvement de toutes les articulations.

Cet inclinomètre est bi-level, car il est capable de prendre tant les mesures verticales (type fil à plomb) qu'horizontales (type niveau à bulle).

Les avantages de l'inclinomètre bi-level

- Pas de centre articulaire à positionner
- Ne contient pas de liquide
- 2 petites colonnes coulissantes sous la base permettent de positionner l'inclinomètre sur une phalange ou entre 2 épineuses
- Extension télescopique transformant l'inclinomètre en goniomètre à une branche (extension de 23 à 57 cm)
- Précis et facile à utiliser
- Livré avec un housse adaptée

Attributs du produit :

