

Plurimètre de Rippstein



Codes produits :

Référence : 261536

Caractéristiques du produit :

Longueur: 10 cm

Largeur: 10 cm

Épaisseur: 2,5 cm

Description brève du produit :

Le plurimètre de Rippstein possède un boîtier rempli d'huile, contenant une aiguille lestée qui, quelque soit la position du membre, viendra toujours se placer à la verticale. Ce véritable plurimètre de Rippstein est idéal pour les meures de rachis, et d'autres articulations.

Description du produit :

Le **plurimètre de Rippstein** possède un boîtier rempli d'huile, contenant une aiguille lestée qui, quelque soit la position du membre, viendra toujours se placer à la verticale. Ce véritable plurimètre de Rippstein est idéal pour les meures de rachis, et d'autres articulations.

Caractéristiques techniques

- Cadran pivotant
- Arrêt automatique à 90°
- Mise à 0° rapide et précise

Attributs du produit :