

## Poire dynamométrique



### Codes produits :

Référence : 261600

### Caractéristiques du produit :

Type de mesure: Force

Résistance max.: 70 kg

### Description brève du produit :

La poire dynamométrique est un outil pour la rééducation et le contrôle de la force de la main et du doigt. Elle possède un cadran gradué de 0 à 70 kg et de 0 à 150 pounds.

### Description du produit :

La **poire dynamométrique** est un moyen très pratique pour mesurer et contrôler la force de la main et des doigts lors de séances de rééducation. Elle possède un cadran gradué en kg : de 0 à 70 kg et en pounds : de 0 à 150. La poire est dotée d'une aiguille témoin, donnant des résultats précis, permettant de relever la valeur mesurée exacte.

### Attributs du produit :