

Dynamomètre hydraulique



Codes produits :

Référence : 261607

Caractéristiques du produit :

Type de mesure: Force
Résistance max.: 90 kg

Description brève du produit :

Le dynamomètre hydraulique de main permet de contrôler et de tester la force de préhension, ainsi que de travailler les fléchisseurs, en rééducation.

Description du produit :

Ce **dynamomètre hydraulique de main** est un outil de rééducation qui permet de contrôler et de mesurer de manière précise la force de préhension de vos patients, sans mouvement. De plus, cet outil permet de travailler les fléchisseurs.

Un outil précis et pratique

Le dynamomètre hydraulique de main est délivre une mesure précise avec ne graduation allant de 0 à 90 kg. La graduation est également affichée en pounds. De plus, pour davantage de précision, ce dynamomètre est doté d'une aiguille témoin, qui affiche le meilleur résultat. Aussi, il s'adapte à tous vos patients, grâce à sa poignée ajustable en 5 positions, selon la taille des mains.

Le dynamomètre hydraulique est livré dans une mallette rigide.

Attributs du produit :