

Contrôleur d'opposition



Codes produits :

Référence : 261610

Caractéristiques du produit :

Type de mesure: Force

Description brève du produit :

Le contrôleur d'opposition est un outil de rééducation, qui permet de mesurer la force d'opposition de vos patients, de manière précise. Il possède une double échelle de lecture, graduée en kg : de 0 à 22,5 kg, ainsi qu'en pounds.

Description du produit :

Le **contrôleur d'opposition** est un outil indispensable en rééducation. Il permet de réaliser une mesure de la force d'opposition de vos patients, de manière simple et précise.

Un outil précis

Ce contrôleur d'opposition possède une double échelle de lecture, graduée en kg et en pounds.

- En kg : de 0 à 22,5 kg
- En pounds : de 0 à 50 pounds

De plus, cet outil est équipé d'une aiguille témoin, indiquant le dernier résultat le plus élevé.

Le contrôleur d'opposition est livré avec une pochette.

Attributs du produit :