

Fil à plomb

**Codes produits :**

Référence : 260700

Caractéristiques du produit :

Type de mesure: Scoliose

Poids: 50 g

Diamètre: 15 mm

Description brève du produit :

Le fil à plomb est utilisé en kinésithérapie pour examiner les malformations vertébrales telles que la scoliose, la cyphose, le spondylolisthésis ou encore les lombalgies.

Description du produit :

Le fil à plomb est un outil utilisé en kinésithérapie, qui permet de mesurer différents types de malformations vertébrales telles que la scoliose, la cyphose, le spondylolisthésis ou encore les lombalgies. Cet outil de mesure vous permet de tester l'équilibre du bassin, l'équilibre frontal et celui de la ceinture scapulaire, tout comme la détermination de l'équilibre sagittal de vos patients.

Longueur filin : 2,50 m

Longueur plomb : 85 mm

Attributs du produit :