

Goniomètre de doigt - 15 cm

Codes produits :

Référence : 261400



Caractéristiques du produit :

Type de mesure: Angle

Type de mesure: Amplitude

Matière: Métal

Longueur: 15 cm

Description brève du produit :

Le goniomètre de doigts en métal est un outil permettant de mesurer les amplitudes articulaires des doigts de vos patients.

Description du produit :

Le **goniomètre de doigts** est un outil très pratique, qui permet de mesurer les amplitudes articulaires des doigts de vos patients. Ce modèle conçu en métal possède une graduation par pas de 5°, de 0 à 180°.

Attributs du produit :