

Table de massage pliante Relax



Codes produits :

Référence : 21387

Caractéristiques du produit :

Repose-bras: Oui
Poids supporté: 180 kg
Poids: 15 kg
Nbre de plans: 2 plans
Longueur: 185 cm
Largeur: 70 cm
Hauteur: 62 à 88 cm
Épaisseur: 4 cm
Domaines: Kinésithérapie
Domaines: Examen
Domaines: Reiki

Description brève du produit :

La Table de Massage Pliable Relax est votre compagnon pratique pour les déplacements. Conçue pour la mobilité, cette table offre tout de même un confort inégalé à vos patients grâce à un ensemble complet abordable, pour un usage non-intensif. Optez pour la Table de Massage Pliable Relax et simplifiez vos déplacements professionnels.

Description du produit :

La Table de Massage Pliable Relax : Votre Compagnon Idéal pour les Déplacement

La **Table de Massage Pliable Relax** est la solution pratique par excellence. Facile à plier, elle peut être transportée en toute simplicité lors de vos déplacements à domicile. Conçue pour un usage non-intensif, la Table Relax est votre choix idéal, regroupée dans un ensemble complet à un prix imbattable (*CF composition du set ci-dessous*).

Cette table de massage compacte prête à l'emploi est parfaitement adaptée aux débutants et à un usage non professionnel. Le paquet comprend une tête articulée, un repose-bras universel, des accessoires pour un confort optimal, et un sac de transport (veuillez noter que le sac peut différer de celui représenté sur la photo). De plus, l'option Reiki, avec un panneau passe-jambes des deux côtés, offre un confort optimal pour le travail assis.

Avec la Table de Massage Pliable Relax, faites de chaque déplacement une expérience de rééducation confortable et efficace. Cette table compacte, polyvalente et abordable est conçue pour répondre à vos besoins lors de vos déplacements.

Les atouts de la table de massage pliante Relax

- Pour un usage non professionnel et pour les débutants.
- Revêtement robuste.
- Facilement nettoyable (*sans alcool*).
- Passage de jambe pour Reiki : des deux côtés pour un travail assis confortable.

Les caractéristiques de la table de massage pliante Relax

- Mousse standard : épaisseur 4 cm
- Structure en bois
- Sellerie P.U. robuste et cependant doux et étanche à l'huile
- Coloris de revêtement : bleu
- Dimensions : 185 x 70 cm
- Longueur avec tête : 210 cm
- Hauteur réglable : de 62 à 88 cm
- Poids : 13 kg
- Poids avec accessoires : 15 kg
- Poids supporté : 180 kg - charge statique 720 kg

Pour un usage non-intensif uniquement.

Composition du set table de massage pliante Relax

- 1 Table de massage pliante Relax
- 1 Tête articulée
- Repose-bras universel
- 1 housse de tête en flanelle
- 1 drap-housse en flanelle
- 1 coussin cervical demi-cylindrique (35 x 15 x 7,5 cm)
- Option reiki (panneau passe-jambes) des deux côtés pour un travail assis confortable
- 1 Sac de transport (*L'article peut différer du sac représenté sur la photo*)

Attributs du produit :

Coloris / Matière: Bleu nuit