

Table de massage pliante Bois Pro

Codes produits :

Référence : 21380



Caractéristiques du produit :

Repose-bras: Non
Poids supporté: 180 kg
Poids: 15,5 kg
Nbre de plans: 2 plans
Longueur: 185 cm
Largeur: 71 cm
Hauteur: 61 à 83 cm
Épaisseur: 5 cm
Domaines: Kinésithérapie
Domaines: Ostéopathie
Domaines: Examen
Domaines: Reiki

Description brève du produit :

La Table de Massage Pliante Bois Pro est une solution innovante pour les professionnels de la rééducation. Facile à installer et replier grâce au système CableLock breveté. Offrez à vos patients le confort, la stabilité et la qualité de cette table de massage pliante, que vous pratiquiez en cabinet ou à domicile.

Description du produit :

Table de Massage Pliante Bois Pro avec Innovation Pliable

La Table de Massage Pliante Bois Pro est spécialement conçue pour le bien-être et la rééducation. Elle est dotée du système de pliage breveté CableLock. Grâce à cette innovation, son installation et son repli sont un jeu d'enfant.

La Table de Massage Pliante Bois Pro est très stable, idéale pour une utilisation en cabinet ou à domicile. Confortable et pratique, elle deviendra un atout précieux dans votre espace de travail. La hauteur réglable ainsi que la tête amovible font de cette table une véritable table de massage.

Optez pour la qualité, la stabilité et le confort de la Table de Massage Pliante Bois Pro, et assurez à vos patients des séances de rééducation inégalées, que vous pratiquiez en cabinet ou à domicile.

Les atouts de la table de massage pliante Bois Pro

- Système de pliage breveté CableLock - pour une installation et un rangement rapides.
- Mousse confort
- Revêtement robuste
- Facilement nettoyable (*sans alcool*)
- Passage de jambe pour Reiki : des deux côtés pour un travail assis confortable.

Les caractéristiques de la table de massage pliante Bois Pro

- Mousse confort : épaisseur 5 cm
- Structure en bois
- Sellerie P.U. robuste et cependant doux et étanche à l'huile
- Coloris de revêtement : bleu ou bordeaux
- Dimensions : 185 x 71 cm
- Longueur avec tête : 210 cm
- Hauteur réglable : de 61 à 83 cm
- Poids : 15,5 kg
- Poids supporté : 180 kg (*charge statique 720 kg*)

Composition du set table de massage Bois Pro

- 1 Table de massage pliante Bois Pro
- 1 Tête articulée
- Passant à bras
- Passage de jambe pour Reiki : des deux côtés pour un travail assis confortable.
- 1 Sac de transport (*L'article peut différer du sac représenté sur la photo*)

Attributs du produit :

Coloris / Matière: Bleu, Bordeaux