

Table pliante Wood +



Codes produits :

Référence : 21384

Caractéristiques du produit :

Repose-bras: Non
Poids supporté: 170 kg
Poids: 20 kg
Nbre de plans: 2 plans
Longueur: 185 cm
Largeur: 76 cm
Hauteur: 60 à 86 cm
Épaisseur: 5 cm
Domaines: Kinésithérapie
Domaines: Ostéopathie
Domaines: Examen
Domaines: Reiki

Description brève du produit :

La Table de Massage Pliante Wood + est votre partenaire essentiel pour la rééducation. Conçue pour les professionnels, cette table offre une polyvalence exceptionnelle avec un dossier inclinable et un système de pliage breveté. Optez pour le confort, la mobilité et la qualité exceptionnelle de la Table de Massage Pliante Wood +, pour des soins de rééducation inégalés.

Description du produit :

La table de massage Wood + comporte un dossier réglable et une ouverture faciale. Pliante, elle est aisément transportable dans son sac.

Caractéristiques

- Dossier inclinable à 55° et longueur 60 cm
- Passage de jambe pour reiki
- Sellerie P.U. étanche à l'huile
- Piètement hêtre naturel
- Coloris de revêtement : bleu ou bordeaux
- Livré avec têtère et passant bras
- Dimensions : L. 185 (210 cm avec têtère) x l. 76 cm
- Hauteur réglable de 60 à 86 cm
- Poids supporté : 170 kg
- Poids : 19 kg

Livré avec têtère, ouverture faciale avec bouchon, passant à bras et sac de transport

Attributs du produit :

Coloris / Matière: Bleu, Bordeaux