




AUTRES SPÉCIALITÉS
HYGIÈNE ET MONITORING

ÉLECTRODES & ACCESSOIRES

Une gamme d'électrodes pré-gélifiées à usage unique

- ▶ Du nourrisson à l'adulte
- ▶ Différents supports hypoallergéniques
- ▶ De la courte à la longue durée



ÉLECTRODE CONTACT MÉTAL “SUPPORT NON TISSÉ”

- Recommandée pour les examens de longue durée
- Ag / AgCl
- Support aéré qui laisse respirer la peau pour la sécurité du patient



Réf. : 250967

LES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	CONTACT	DIMENSIONS	GEL	DESTINATION	CONNEXION	RÉFÉRENCE
ÉLECTRODES “support textile”	Métal	Ø 50 mm	Solide	Adulte	Bouton pression	250967

DM de classe I - Fabricant : Medico Electrodes - Conditionnement : 1800 unités (30 sachets de 60 unités, à l'unité)

ÉLECTRODES DE “DIAGNOSTIC”

- ECG, diagnostic, urgences
- Gel hydrogel “adhésif” et conducteur
- Repositionnables
- Économique et multi-usages



Réf. : 250560



Réf. : 250974



Support de 10 unités



Support de 10 unités

LES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	CONTACT	DIMENSIONS	GEL	DESTINATION	CONNEXION	RÉFÉRENCES
ÉLECTRODES de “diagnostic”	-	34 x 23 mm	Hydrogel adhésif	Adulte	À languette	250560*
		34 x 21 mm				250974**

* DM de classe I - Fabricant : Ceracarta - Conditionnement : 500 unités (5 sachets de 100 unités, sur plaquettes de 10)

** DM de classe I - Fabricant : Medico Electrodes - 1000 unités (10 sachets de 100 unités, sur plaquettes de 10)

ÉLECTRODES “NÉONAT” PRÉGÉLIFIÉES ET REPOSITIONNABLES

- Support extra-souple
- Repositionnement facile
- Repérage couleur des fiches “sécurité”
- Variante carbone 250970 radiotransparente et amagnétique



Réf. : 250970



Réf. : 250969

LES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	CONTACT	DIMENSIONS	GEL	DESTINATION	CONNEXION	RÉFÉRENCES
ÉLECTRODES «NÉONAT» prégélifiées et repositionnables	-	22 x 22 mm	Solide	Néonate	Fil en carbone de 61 cm Fiche sécurité DIN 1,5mm	250969
						250970

DM de classe I - Fabricant : Medico Electrodes - Conditionnement : 600 unités (150 sachets de 3 unités, sur plaquettes)

ÉLECTRODES CONTACT MÉTAL “SUPPORT MOUSSE”

À PRESSION



Réf. : 250961

À PONTET



Réf. : 250965



- ▶ Surveillance ECG
- ▶ Moniteur, diagnostic, épreuve d'effort
- ▶ Gel hypoallergénique conducteur
- ▶ Ag/AgCl

LES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	CONTACT	DIMENSIONS	GEL	DESTINATION	CONNEXION	RÉFÉRENCES
ÉLECTRODES “support mousse”	Métal	Ø 50 mm	Solide	Adulte	Bouton pression	250961*
		44 x 28 mm			Pontet	250965**

DM de classe I - Fabricant : Medico Electrodes - Conditionnement : *1200 unités (20 sachets de 60 unités, sur plaquette de 3), ** 900 unités (15 sachets de 60 sur plaquette de 5)

ÉLECTRODES CONTACT CARBONE “SUPPORT MOUSSE”

Radiotransparentes et amagnétiques (compatibles IRM 1,5 et 3 Teslas)

À PRESSION

- ▶ Surveillance ECG
- ▶ Moniteur, diagnostic, Holter, épreuve d'effort
- ▶ Gel hypoallergénique conducteur
- ▶ Recommandées pour les examens de longue durée
- ▶ Invisibilité du bouton carbone aux radiographies



Réf. : 250960



Réf. : 250989



Réf. : 250963

À PONTET

- ▶ Diagnostic, ECG, épreuve d'effort
- ▶ Ne nécessite pas d'adaptateur



Réf. : 250990



LES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	DIMENSIONS	GEL	DESTINATION	CONNEXION	CDT.	RÉFÉRENCES
ÉLECTRODES CONTACT CARBONE “support mousse” contact : Carbone	51 x 33 mm	Solide	Adulte	Bouton pression	1500 unités (25 sachets de 60 sur plaquette de 5)	250960
	Ø 40 mm	Solide	Adulte		1800 unités (30 sachets de 60 sur plaquette de 5)	250963
	45 x 42 mm	Liquide	Adulte		1200 unités (20 sachets de 60 unités, sur plaquette de 5)	250972
	44 x 28 mm	Solide	Adulte & Enfant	Pontet	900 unités (15 sachets de 60 unités, sur plaquette de 5)	250990
	40 x 32 mm	Solide	Adulte	Bouton pression	1800 unités (30 sachets de 60 sur plaquette de 5)	250989

DM de classe I - Fabricant : Medico Electrodes


AUTRES SPÉCIALITÉS
DIAGNOSTICS CARDIOLOGIE

ACCESSOIRES ECG

ADAPTATEURS POUR ÉLECTRODES

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES
JEU DE 10 ADAPTATEURS pour électrodes à pression + fiche femelle 4 mm	1	250295*
PINCE "CROCODILE" pour électrodes à languette + fiche femelle 4 mm	10	250311**
PINCE ADAPTATRICE DOUBLE CONNEXION pour électrodes à pression ou languette, fiche femelle 4 mm	10	250451*

DM de classe I - *Fabricant : Diagramm / **Fabricant : SPES Medica



PINCES ET VENTOUSES

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
JEU DE 4 PINCES MEMBRES 4 couleurs, avec électrode métallique	250297
JEU DE 6 POIRES PRÉCORDIALES À VENTOUSE base métallique, Ø 15 mm	250304
JEU DE 6 POIRES PRÉCORDIALES À VENTOUSE base métallique, Ø 24 mm	250303
JEU DE 6 POIRES PRÉCORDIALES À VENTOUSE base métallique, Ø 30 mm	250305
JEU DE 6 POIRES DE RECHANGE pour électrode précordiale	250307

DM de classe I - Fabricant : Ceracarta - Conditionnement : 1 unité



SANGLES

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
SANGLE THORACIQUE CAOUTCHOUC 150 cm de long et 10 cm de large	250300
SANGLE THORACIQUE CAOUTCHOUC 150 cm de long et 3,2 cm de large	250301

DM de classe I - Fabricant : EF Medica - Conditionnement : 1 unité



PILES

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES
PILES LR03 ALCALINE 1,5 V 10,5 x 44,5 mm	4	250291
PILES LR06 ALCALINE 1,5 V 14,5 x 50,5 mm	4	250292
PILES LR14 ALCALINE 1,5 V 26,2 x 50 mm	2	250293
PILES LR61 ALCALINE 9 V 26,5 x 17,5 x 48,5 mm	1	250294



9, Avenue Mercure - 31130 Quint Fonsegrives
+33 (0)5 62 57 69 00 +33 (0)5 62 57 69 01



SCANNEZ
POUR ACCÉDER AU
CONTENU EN LIGNE



DÉCOUVREZ NOTRE SITE SUR
www.aseptinmed.fr