

Table de massage pliante Voyager

Codes produits :

Référence : 21388



Caractéristiques du produit :

Repose-bras: Non
Poids supporté: 200 kg
Poids: 11 kg
Nbre de plans: 2 plans
Longueur: 185 cm
Largeur: 71 cm
Hauteur: 60 à 81 cm
Épaisseur: 5 cm
Domaines: Kinésithérapie
Domaines: Ostéopathie
Domaines: Examen
Domaines: Reiki

Description brève du produit :

La table de massage pliante Voyager : légère (moins de 12 kg), stable, et spécialement conçue pour les besoins des professionnels de la rééducation. Offrez des soins de qualité supérieure à vos patients, même en déplacement. Découvrez la polyvalence de la Voyager pour des séances inégalées en rééducation. Choisissez la qualité et la mobilité.

Description du produit :

Le châssis de la **table de massage pliante Voyager** est conçu en aluminium noir et offre une grande stabilité, un poids minimum et un excellent accès au patient de tous les côtés de la table.

Le plateau est composé d'une toile nylon semi-ferme tissé, similaire au toile utilisé dans les équipements d'alpinisme.

Cette solution permet à la Voyager de supporter une grande charge avec un poids extrêmement réduit.

Les caractéristiques de la table de massage pliante Voyager

- Modèle particulièrement léger
- Extrêmement stable grâce au filin en acier
- Structure noire en aluminium
- Hauteur réglable de 60 à 81 cm par 8 crans : réglage télescopique en un geste (pas de vis à devisser et revisser)
- Mousse confort : 5 cm
- Sellerie P.U. écologique étanche à l'huile
- Tête articulée avec ouverture faciale
- Passant à bras
- Option Reiki en tête et en fin de table, accès optimal au client de tous les côtés
- Poids admissible : 200 kg - charge statique 800 kg
- Dimensions : L. 185 (210 cm avec tête) x l. 71 x H. 60 à 81 cm
- Poids : 11,8 kg

Livré avec tête, passant à bras et sac de transport

Attributs du produit :

Coloris / Matière: Bordeaux, Noir, Bleu nuit