

# V LAMPE LOUPE LED Vera

L'outil indispensable pour tout examen qui requiert minutie, finesse et précision.

Lampe loupe circulaire à LED équipée d'une large lentille en verre minéral de 12 cm de diamètre avec grossissement sans distorsion X 2.25 (5 dioptries) et d'un capot de protection escamotable.

Elle diffuse une lumière blanche et homogène sans éblouissement.

Le bras articulé métallique et la rotule permettent un positionnement très précis et rapide même à une seule main.

Idéale en dermatologie  
et en médecine générale

Fixation possible  
avec pied roulant  
réf. PIR00912



Vera |  
pince étau

- Longévité des LED :  
20 000 h minimum
- Puissance à 10 cm : 2500 Lux
- Protection électrique : isolation classe I
- Normes : EN 60 601 -1/-2-41
- Longueur de câble d'alimentation : 1.5 mètres
- Couleurs proposées : Blanc
- Dimensions: tête diam 12 cm bras articulé 86 cm
- Pince étau fournie
- Lampe non fabriquée par LID

Intensité Lumineuse **230 Lumens\***  
Température de couleur **6400°K\* (blanc)**  
Indice de rendu des couleurs **IRC 80/100**  
Consommation électrique **4 Watts**

\*Tolérance des données +/- 10%

## RÉFÉRENCES

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Lampe<br>(pince étau fournie ouverture maxi. 60 mm) | LED00912 |
| Pied roulant lesté hauteur 80 cm                    | PIR00912 |
| Équerre murale                                      | EMU00912 |

