

# BLUE SEAT Marche pieds




**GARANTIE 2 ANS**  
POIDS SUPPORTE: 100 KG

Avec leur piètement aluminium réglable et leur assise revêtue d'un antidérapant souple, les sièges BLUE SEAT s'utilisent en toute sécurité dans la salle de bain.

Matériaux : aluminium, polypropylène.

- > S'utilise dans la douche et la salle de bain
- > Structure anticorrosion en aluminium anodisé légère et résistante
- > Assise perforée pour une meilleure évacuation de l'eau
- > Assise rembourrée pour plus de confort
- > Réglable en hauteur
- > Ventouses antidérapantes
- > Packaging attractif

Conditionnement :  
Carton de regroupement : 4  
Palette : 80



Assise rembourrée et perforée



Ventouse incurvée

## CARACTÉRISTIQUES

Hauteur assise/sol	Largueur assise	Profondeur assise	Hauteur totale	Encombrement hors tout	Poids
26/32 cm	36 cm	28 cm	26/32 cm	34 x 44 cm	1,60 kg



## EAN, PRISE EN CHARGE

Code	Désignation	Code EAN	LPPR TTC
528000	Marche pieds réglable Blue seat	3701127706536	Néant

