

Miroir orthopédique modèle mural



Codes produits :

Référence : 260205

Caractéristiques du produit :

Longueur: 170 cm

Largeur: 100 cm

Épaisseur: 4 mm

Description brève du produit :

La glace à quadrillages murale, est un miroir orthopédique de 4 mm d'épaisseur, avec un quadrillage de 5 x 10 cm. Ce modèle de 170 x 100 cm possède un cadre en aluminium.

Description du produit :

Le miroir orthopédique est une **glace à quadrillages murale**, de 4 mm d'épaisseur, avec un quadrillage de 5 x 10 cm. Ce modèle de 170 x 100 cm possède un cadre en aluminium et un film adhésif de sécurité, qui permet de retenir les fragments en cas de chute et casse du miroir. Le miroir est collé à un panneau de polystyrène, avec un panneau de MDF blanc.

Le miroir peut être fixé au mur, ou placé sur notre chariot amovible et réglable en inclinaison.

Le miroir est livré sans le chariot.

Cet article ne peut être ni repris, ni échangé.

Attributs du produit :