


Socle roulant pour miroir orthopédique



Codes produits :

Référence : 260204

Caractéristiques du produit :

Coloris: Blanc

Description brève du produit :

Ce socle roulant a été spécialement conçu pour déplacer notre miroir orthopédique quadrillé. Il permet de transformer la glace quadrillée murale en un miroir sur châssis roulant, très pratique.

Description du produit :

Ce socle roulant est parfaitement adapté à notre **miroir orthopédique quadrillé**. Il permet de transformer la glace quadrillée murale en un miroir sur châssis roulant, très pratique, et facilement déplaçable. Ce socle basculant possède une molette de blocage, permettant de bouger le miroir en toute sécurité, ainsi que des roulettes pivotantes.

Le chariot roulant en tube carré acier laqué epoxy blanc est très pratique et résistant.

Le socle est livré sans le miroir orthopédique (réf : 260205).

Attributs du produit :