

## CryoNov Kit starter - Appareil de cryothérapie



### Codes produits :

Référence : 150170

### Caractéristiques du produit :

Nbre de programmes: 9  
Longueur: 24 cm  
Largeur: 18 cm  
Hauteur: 20 cm  
Garantie: 1 an  
Canaux: 1 voie  
Appareils: CryoNov  
Alimentation: Secteur  
Type de cryothérapie: À eau  
Niveau de compression: 3

### Description brève du produit :

Le CryoNov, dispositif de cryothérapie innovant, combine le froid et la compression hydrodynamique pour des traitements efficaces. Portable avec ses 4,7L de capacité, il offre 9 programmes et 3 niveaux de compression (60-120 mmHg) pour une récupération optimale. Alimentation secteur ou batterie en option.

### Description du produit :

Le **dispositif de cryothérapie CryoNov** utilise la combinaison du froid et de la compression hydrodynamique pour administrer des traitements variés contre différentes pathologies. Il est spécialement conçu pour favoriser une récupération plus rapide en utilisant un flux intermittent d'eau froide à travers une enveloppe appropriée. Doté d'un réservoir d'une capacité maximale de 4,7 litres, cet appareil offre des performances élevées tout en restant pratique et facile à transporter.

Cette version à une sortie est équipée de 9 programmes prédéfinis et propose 3 niveaux de compression au choix, allant de 60 à 120 mmHg. Initialement alimenté sur secteur, ce modèle offre également la possibilité d'utiliser une batterie en option pour une plus grande flexibilité d'utilisation et de déplacement.

Les principaux avantages de l'appareil de cryothérapie CryoNov

- Récupération musculaire rapide.
- Réduction des douleurs, inflammations et œdèmes.
- 9 programmes personnalisables.
- Léger, silencieux et facile à transporter.
- Compression ciblée avec manchons adaptés (*en option*).

8 attelles disponibles, pour traiter les différentes zones du corps

L'appareil Cryo Nov est livré sans aucune attelle, afin de vous laisser le choix des modèles utiles à votre pratique de la cryothérapie.

Attelle main/ poignet Attelle épaule Attelle cheville/ pied Attelle cuisse Attelle genou/ coude Attelle jambe entière Attelle dos/ poitrine / hanche Previous Next

Les bienfaits du CryoNov

Amélioration de la récupération musculaire

La cryothérapie compressive active contribue à réduire les tensions musculaires, favorisant ainsi une récupération plus rapide après l'entraînement intense.

Diminution des douleurs musculaires et articulaires

En ciblant les zones spécifiques avec des manchons adaptés, l'appareil CryoNov aide à soulager les douleurs musculaires et articulaires, améliorant ainsi le confort et la mobilité.

Réduction des inflammations

La combinaison de la cryothérapie et de la compression contribue à diminuer l'inflammation, ce qui est essentiel pour accélérer la guérison des tissus musculaires après des séances d'entraînement intenses ou en cas de traumatisme.

Réduction Réduction des inflammations des œdèmes (gonflements)

La cryothérapie compressive active contribue à diminuer les gonflements, améliorant ainsi la circulation sanguine et réduisant l'enflure associée aux blessures.

Amélioration de la guérison en post-opératoire

L'appareil CryoNov peut être bénéfique dans le processus de récupération après une intervention chirurgicale, favorisant une cicatrisation plus rapide et réduisant les risques d'inconfort post-opératoire.

Amélioration de la guérison après traumatisme

En fournissant une thérapie de cryothérapie compressive ciblée, l'appareil favorise une récupération plus rapide en cas de blessures ou de traumatismes musculaires.

Optimisation de la circulation sanguine locale

La combinaison de la compression et de la cryothérapie contribue à stimuler la circulation sanguine dans la zone traitée, favorisant ainsi une meilleure oxygénation des tissus et accélérant le processus de guérison.

Comment fonctionne l'appareil de cryothérapie CryoNov ?

Le CryoNov utilise le principe reconnu de la cryothérapie compressive. Cet appareil est simple d'utilisation : il suffit de remplir le bac avec des glaçons. L'appareil envoie alors de l'eau froide via un tuyau vers le manchon branché.

<https://youtu.be/p31BWpIs-Mk?si=J39WI2iEvvjeTtr0>

Les caractéristiques de l'appareil de cryothérapie CryoNov

- Nombre de sortie : 1.
- Niveaux de compression : 3.
- Compression : entre 60 et 120 mmHg.
- Contenance maximale : 4,7 L.
- Programmes : 9 préétablis.
- Dimensions bac : 20 x 14 x 17 cm.
- Dimensions (unité principale) : 24 x 17,8 x 20,2 cm.
- Alimentation : secteur ou batterie en option.
- Garantie : 1 an.

*Le kit Starter CroNov est composé de : l'appareil de cryothérapie CryoNov, 1 tuyau simple, 1 embout purgeur, 1 alimentation secteur et 1 sac de transport.*

**Attributs du produit :**