

**PORTE-SÉRUM INOX – 2 OU 4 CROCHETS**  
**(RÉFÉRENCES : 2050/19 & 2050/20)**



**CARACTÉRISTIQUES:**

- Structure tube rond en acier inoxydable.
- Piètement en plastique noir à 5 branches.
- 5 roulettes doubles très stables.
- Hauteur réglable de 120 à 215 cm.
- Livré démonté.
- Garantie: 1 an.

**OPTIONS:**

- Tablette carré 330 x 330 mm. **(2050/6)**
- Alourdisseur. **(2050/8)**

**DIFFÉRENTS MODÈLES:**

- (réf: **2050/19**) 2 crochets inox sécurité.
- (réf: **2050/20**) 4 crochets inox sécurité.

