

Nova Combo - Kinova Pro

Codes produits :

Référence : 155150

Caractéristiques du produit :



Description brève du produit :

Découvrez le NovaCombo, l'appareil de kinésithérapie 2 en 1 intégrant 2 canaux d'électrothérapie et 1 canal ultrasons. Facile à utiliser avec son écran tactile 7 pouces et sa molette click and start, il propose une variété de protocoles cliniques pour des traitements ciblés. Optimisez vos soins en combinant ultrasons et électrothérapie grâce à notre interface intuitive et guides détaillés. Démarrez vos programmes en quelques clics pour une prise en charge efficace et personnalisée.

Description du produit :

Le **NovaCombo** est un appareil polyvalent intégrant 2 canaux d'électrothérapie et 1 canal ultrasons dédiés à la kinésithérapie. Simple à utiliser, il inclut une variété de protocoles cliniques et offre la possibilité de réaliser des traitements combinés associant ultrasons et électrothérapie. Doté d'un écran tactile couleur de 7 pouces et d'une molette click and start, il offre une configuration de traitement aisée. Quelques clics suffisent pour démarrer rapidement un programme. L'interface utilisateur fournit pour chaque protocole un guide détaillé ainsi qu'une illustration anatomique.

2 canaux d'électrothérapie

- 8 modes de stimulation tels que TENS, EMS, Galvanique, Interférentiel 4 pôles et Interférentiel 2 pôles, Russe, Haute tension, Microcourant (MCR) et Diadynamique (DC).
- 69 programmes d'électrothérapie
- 2 Protocoles de thérapie combinés ultrason et électrothérapie, modifiables.
- 60 programmes mémorisables pour stocker les protocoles définis par l'utilisateur.
- Interrupteur d'arrêt d'urgence pour le patient.

Courants disponibles

- TENS : douleurs aiguës et chroniques.
- NMES : rééducation musculaire, prévention de l'atrophie ou diminution des spasmes musculaires.

- Galvanique : ionophorèse (solution médicamenteuse) et hyperhidrose
- Interférentiel : douleur aiguë et chronique lorsque le TENS n'est pas suffisant, diminution des spasmes musculaires et contrôle des œdèmes.
- Haute tension : guérison des plaies, douleur aiguë et chronique, réduction des spasmes et contrôle des œdèmes.
- Diadynamique : douleurs et œdèmes.
- Courant Russe : dépolarisation les nerfs moteurs et principalement pour le renforcement musculaire.
- Micro-courant : soulagement de la douleur et diminution de l'inflammation. relaxation musculaire et réparation tissulaire.

1 canal à ultrasons

- Modes pulsés et continus.
- 25 programmes préétablis avec liste par nom de la pathologie Mode manuel pour traitement direct sans passer par les programmes.
- Paramétrage libre et mémorisable.
- Fréquences ultrasoniques : 1 et 3 MHz.
- Têtes de traitement étanches bi-fréquences 5 cm² avec contrôleur de contact.
- Intensité : 0 à 3 W/cm² par affichage digital.

Les caractéristiques de l'appareil NovaCombo :

- 2 canaux d'électrothérapie indépendants.
- 1 canal ultrason.
- Écran tactile LCD couleur 7".
- Alimentation : 100-240V/50Hz.
- Dimensions : 28,5 x 20 x 16 cm.
- Poids : 2,1 kg.

Livré avec 1 tête à ultrasons 5 cm² et son support, 2 cordons, 8 électrodes adhésives, 2 paires d'électrodes silicones (6 x 9 et 7 x 11 cm), 2 paires d'éponges (7 x 10 et 8 x 12 cm), 2 sangles (7,5 x 120 et 7,5 x 60 cm), 1 interrupteur patient, 1câble d'alimentation et le manuel d'utilisation.

NB : le guéridon présent sur la photo n'est pas inclus avec l'appareil (pack guéridon + appareil réf 155151).

Attributs du produit :