

# VIVA 2.0



Photo non contractuelle

LES +

- S'allonge quasiment à plat
- Appui-tête électrique : évite les maux de nuque et maintient la tête pendant la sieste, aide à garder un champ visuel en position de confort
- Soutien lombaires électrique : pratique pour compenser la cambrure et apporter du confort
- Carré metal et structure en bois de qualité mobilier
- Rallonge d'assise
- 4 moteurs, Plus d'inclinaison + Mémoires de positions
- Le mécanisme permet d'aller plus loin dans l'inclinaison du dossier, et de monter le repose-jambes plus haut que sur les autres Vivalift! pour favoriser la circulation du sang.

## CARACTERISTIQUES

Moteurs	4
Poids max utilisateur	160kg
Assise (largeur x profondeur)	54,5 x 52cm
Largeur hors-tout	89 cm
Profondeur hors-tout	104 cm
Longueur totale incliné	182 cm



**4 moteurs**  
-  
**Dossier et  
relève-jambes  
activés  
séparément**

Viva LIFT!

# FOCUS TÉLÉCOMMANDE VIVA 2.0

- La télécommande ergonomique permet de simplifier l'utilisation du fauteuil en proposant des options supplémentaires y compris la mémoire de positions :
  - Le bouton poussoir au centre permet une préhension plus aisée ;
  - Mémoires de positions :
    - Le même bouton que l'on pousse vers l'arrière sert de raccourci pour incliner le dossier mais aussi remonter le repose jambes au même moment – Cela représente en soit une mémoire de position
    - A l'inverse, ce même bouton poussoir quand il est poussé vers l'avant permet de refermer tous les moteurs et de revenir en position assise ou releveur
    - 2 boutons mémoire de positions sont présents sur cette télécommande, permettant de sauvegarder de manière simple des positions recherchées régulièrement par l'utilisateur.

