


# SCOTTY II Fauteuil Releveur



Scotty II titane

**GARANTIE 2 ANS**  
POIDS SUPPORTE: 130 KG

Conditionnement :  
Carton de regroupement : 1 pc.  
Palette : 2 pc.



Le fauteuil **SCOTTY II** réinvente la fonction releveur, avec une inclinaison indépendante du dossier avec le relève-jambes, et une assise se levant horizontalement pour permettre une position « assis-debout ». Cette cinématique novatrice soulage au maximum les efforts à fournir pour se relever et sécurise l'utilisateur.

Matériaux : Mécanisme en acier - vérin électrique basse tension 24 volts.

- > Assise amovible et totalement déhoussable en continuité avec le relève-jambes
- > Accoudoirs adaptés pour une prise en main facile
- > Poche latérale de rangement
- > Kit batterie sur option 



Position assis debout, l'assise reste horizontale

Poids total	Densité dossier	Densité assise
59 kg	HR 24 kg/m <sup>3</sup>	21 kg/m <sup>3</sup>

## DIMENSIONS

A	Hauteur totale	117 cm	H	Profondeur assise	50 cm
B	Profondeur totale	84 cm	I	Profondeur allongé	166 cm
C	Hauteur accoudoir sol	63 cm			
D	Hauteur dossier	78 cm			
E	Hauteur assise sol	49 cm			
F	Largeur totale	61 cm			
G	Largeur entre accoudoirs	54 cm			

