


Fauteuil à pousser

Fauteuil releveur LC 101 - 1 moteur

Fauteuil releveur à 3 positions offrant un confort souple et moelleux.


- ▶ La télécommande peut être positionnée du côté gauche.
- ▶ Transformateur externe pour un accès aisé à la batterie de secours.
- ▶ Système d'élévation breveté et souple d'utilisation.
- ▶ Matière microfibre (aspect velours).
- ▶ Poche de grande taille.
- ▶ Densité mousse 30 kg/m³.
- ▶ Inclinaison du dossier maxi 150°.
- ▶ Alimentation : secteur 230 V ou batterie de secours.
- ▶ **Charge maxi : 147 kg.**
- ▶ **Garantie : 2 ans**



- 1 Beige 16 05 508 050
- 2 Marron 16 05 508 370

Fauteuil releveur BERGEN - 1 moteur

- ▶ Structure pin massif et contreplaqué de peuplier, piétement et mécanisme en métal.
- ▶ Suspension ressort Nosag et sangles élastiques.
- ▶ Revêtement microfibre.
- ▶ Assise en mousse de polyuréthane 28 kg/m³.
- ▶ Dossier rembourré de fibres creuses de polyester siliconées conjuguées.
- ▶ Alimentation : secteur 230 V.
- ▶ Poids : 39 kg.
- ▶ **Charge maxi : 110 kg.**
- ▶ **Garantie : 2 ans**




- 1 Gris 16 05 640 020
- 2 Taupe 16 05 640 200

Fauteuil releveur STL292 - 1 moteur

- ▶ Fauteuil releveur à 3 positions.
- ▶ Revêtement en microfibre matelassée, 100 % polyester.
- ▶ Densité mousse 30 kg/m³.
- ▶ Alimentation : secteur 230 V.
- ▶ Poids : 48,5 kg.
- ▶ **Charge maxi : 136 kg.**
- ▶ **Garantie : 2 ans**

NOUVEAU




- Marron 16 05 518 370

Fauteuil releveur C1 - 1 moteur

Idéal pour une personne de petite taille.

- ▶ Fauteuil releveur de petite taille à 3 positions.
- ▶ Structure en bois laminé.
- ▶ Système d'élévation breveté et souple d'utilisation.
- ▶ Poche latérale de grande taille.
- ▶ Matière microfibre (aspect velours).
- ▶ Alimentation : secteur 230 V ou batterie de secours.
- ▶ **Charge maxi : 113 kg.**
- ▶ **Garantie : 2 ans**



- Marron 16 05 506 370

Siège releveur réglable

Léger et pratique, il transforme fauteuils, chaises ou canapés en véritable fauteuil releveur !

- ▶ Siège releveur équipé d'un mécanisme hydropneumatique qui relève en douceur le siège dès que la personne commence à se lever.
- ▶ Coussin fabriqué dans une mousse dense pour un meilleur confort.
- ▶ Poignée intégrée facilitant la transport.
- ▶ Réglable sur 6 niveaux pour poids de 35 à 105 kg (veiller à bien régler le siège suivant le poids de la personne).
- ▶ Dimensions : L. 55 x l. 45,5 x H. 9 cm.
- ▶ Poids : 3,45 kg.
- ▶ **Charge maxi : 105 kg.**
- ▶ **Garantie : 3 ans**



orium®

- Noir 18 16 115 000