

Fauteuil releveur
2 moteurs
SOLVIA



SOLVIA 2 moteurs
coloris BLEU
1605522060



SOLVIA 2 moteurs
coloris MARRON
1605522370


Dispositif médical (règlement EU 2017/745)	Non DM
Certificat ISO 13485	Non
Certificat ISO 9001:2015	Oui
Certificat ISO 14001:2015	Oui
Déclaration de conformité CE	Oui
Nomenclature douanière	9401719000
Durée de la garantie commerciale	Garantie moteur, transformateur, télécommande, mécanisme : 2 ans à compter de la date de fabrication et/ou d'achat initiale de l'utilisateur final, sous condition que le fauteuil soit dans son emballage d'origine et n'ait pas été déballé avant sa livraison à l'utilisateur final.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Revêtement	Microfibre 100% polyester
Coloris du revêtement	Bleu HCQ 32, coutures beige Marron HCQ 60, coutures beige
Poids maximal utilisateur	130 kg
Poids net du fauteuil	41 Kg

DIMENSIONS (cm)

Hauteur hors tout	108
Largeur hors tout	77
Profondeur hors tout	81
Largeur d'assise	53
Profondeur d'assise	51
Hauteur d'assise	46
Longueur en extension complète	174



DENSITES MOUSSES

Mousse d'assise	24 kg/m³ , polyuréthane
Mousse de dossier	Rembourrage en fibres polyester siliconées
Mousse d'accoudoirs	28 kg/m³
Mousse de repose-jambes	20 kg/m³

CHASSIS EN BOIS

Matériau de l'assise	Bois de pin mélaminé
Matériau du dossier	Bois de pin mélaminé
Matériau des accoudoirs	Bois de pin mélaminé
Suspensions de l'assise	4 ressorts épaisseur 0.4 cm



MECANISME

Matériau	Acier, traitement époxy
Modèle ref.	5118-1
Patins	6 patins à hauteur réglable



2 pattes anti-basculement sur l'avant du mécanisme




Plaque anti-pincement doigts
Plaqué plastique articulée sur les ciseaux du repose-jambes



MOTORISATION

Mororisation	2 moteurs
Marque	Haidemu
Modèle ref.	HDM-M7
Marquage CE	Oui
Indice de protection	IP20

24V-50W, cycle d'utilisation 1min ON / 8 min OFF
T_ON 2 min, vitesse 5mm/s, capacité 6000N



TRANSFORMATEUR

Marque	Haidemu
Modèle ref.	A2900181
Marquage CE	Oui



Prise secteur
Fiche plate, 2 broches, 2.5A, 250V




TELECOMMANDE

Marque	Haidemu
Modèle	HDM-H7
Type	Filaire, câble spiralé, 6 touches
Récepteur USB	Avec récepteur USB



EMBALLAGE

Conditionnement	1 pc / carton
Marquage carton	
Dimensions carton	78 x 76 x 63 cm Poids brut : 45.00 kg Poids net : 41.00 kg Volume : 0.373 m3



Emballage des accessoires
En sachet plastique fixé sur le mécanisme



ETIQUETAGE

Code-barres EAN

Livré sans code-barres
du fabricant

Numéro de série sur le fauteuil

Etiquette placée à l'arrière
du mécanisme



Ref. produit Fauteuil releveur Solvía 1605522060	No. de série LCM23CDF06377- 001	Poids maximal utilisateur 130 kg	 Zhejiang Ruibao Furniture Co.Ltd No.333 Shuangqiao road, Dipe town, Aoji county, Zhejiang, China	
Ref. produit Fauteuil releveur Solvía 1605522370	No. de série LCM23CDF06377- 180	Poids maximal utilisateur 130 kg	 Zhejiang Ruibao Furniture Co.Ltd No.333 Shuangqiao road, Dipe town, Aoji county, Zhejiang, China	

NOTICE D'UTILISATION

Notice d'utilisation

Langue française



PIECES DETACHEES

Les pièces détachées sont disponibles durant la période de garantie de 2 ans.

Moteurs

quantité par container : **10 pcs**

Transformateurs

quantité par container : **5 pcs**

Télécommandes

quantité par container : **5 pcs**

Câbles d'alimentation

quantité par container : **5 pcs**

PIECES DETACHEES GRATUITES (Spare-parts)				
Fauteuils releveurs				
Modèle	Ref.	Moteurs Motors	Télécommandes Hand-controllers	Transformateurs et câbles d'alimentation Power adapters with cables
SOLVIA 2M	1605522060 et 1605522370	2 pieces	1 piece	1 piece
Net weight (kg)	Gross weight (kg)	Carton size (cm)		Carton no.
4.33kg	4.53kg	59 x 19 x11cm		1 / 5