

Collier Cervical Sober en 2 parties - T2

**Codes produits :**

Référence : 528005

Caractéristiques du produit :**Description brève du produit :****Description du produit :**

Collier Cervical Sober en 2 parties - T2 - rouge Ce collier cervical est indiqué en cas de suspicion de traumatisme cervical. En 2 parties, ce collier possède un orifice trachéal et 2 orifices carotidien. Il est équipé d'attaches auto-agrippantes très faciles à mettre en œuvre.

De plus, ce collier est facile à nettoyer et à désinfecter par trempage (produits hospitaliers habituels)/

Solide et confortable : en mousse haute densité plastifiée avec 1 orifice trachéal et 2 orifices carotidiens.

Les caractéristiques techniques du collier cervical Sober

- Taille 2
- Couleur rouge
- En 2 parties
- En mousse haute densité plastifiée
- Radiotransparent
- Rigide avec appui occipital, sternal et mentonnier
- Mise en place aisée : collier en 2 parties avec fixation par velcro

Attributs du produit :