

Firn Neck First Collar Patriot - pédiatrique



Codes produits :

Référence : 527905

Caractéristiques du produit :

Description brève du produit :

Description du produit :

FIRN Neck First Collar Patriot - pédiatrique Le FIRN Neck First Collar Patriot est un collier pédiatrique multi-tailles, permettant un réglage de 3 tailles différentes chez l'enfant.

Il possède une mentonnière brevetée assurant une excellente immobilisation. Le support de nuque est aéré et possède une large ouverture trachéale.

Son application est simple et rapide : il suffit simplement de l'ajuster à la victime et de l'attacher.

Les caractéristiques techniques du FIRN Neck First Collar Patriot

- Réalisé en polyéthylène injecté, moulé
- Recouvert de mousse hypoallergénique
- Radio-transparent
- Résistant à l'eau
- Nettoyage à l'eau savonneuse

Attributs du produit :