



tecnimoem
investigación+desarrollo+innovación



Licencia de
fabricación de
Producto Sanitario
Nº 5867-PS



Tecniemoem 97, S.L. – CIF. B31592819
Ctra. Logroño – Mendavia Km. 5 – 31230 Viana (Navarra)
T. 34 948 646 213 – F. 34 948 646 380
www.tecniemoem.com – Mail: tecniemoem@tecniemoem.com

Le fauteuil de bain est considéré comme un dispositif médical de classe 1 au sens de la directive 93/42 / CEE, modifiée par la directive 2007/47 / CE et transposée dans la réglementation espagnole par RD 1591/2009. Norme de référence UNE-EN 12183: Fauteuils roulants à propulsion manuelle. Conditions requises et méthodes d'essai.


OBJET ET DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PRODUIT

MOEM est un fauteuil de douche et de toilettes destiné à faciliter l'hygiène des personnes à mobilité réduite. Il peut être utilisé dans la douche, le lavabo et les toilettes, ainsi que pour transporter des patients pesant au maximum 150 kg.

CHÂSSIS

Châssis extérieur en tube d'acier Ø25X1,5 mm et tôle d'acier de 30x5 mm (fabriqué selon la norme UNE 10305-5). Peinture époxy-polyester.

PIÈCES



- 1.- DOSSIER (polypropylène)
- 2.- ACCOUDOIR (polypropylène). Détachable
- 3.- SIÈGE (polypropylène)
- 4.- REPOSEPIEDS (polypropylène). Détachable et réglable en 5 positions
- 5.- ROUE Ø125 avec frein
- 6.- GUIDON (polypropylène + fibre de verre)
- 7.- COUVERCLE (polypropylène). Détachable
- 8.- SUPPORT ROUE (polypropylène + fibre de verre)



VIS EN ACIER INOXYDABLE

OIR (polypropylène)

POIDS

15 Kg.

MESURES



ACCESSOIRE**SIÈGE MOEM**

Siège en polyuréthane à deux composants (polyol et isocyanate), sans CFC ni HCFC. Enduit de peinture bleue. Il s'adapte au siège fixe de la chaise.

Disponible en deux modèles



FERMÉ
Poid 900 gr.
Mesures. 50x52x12 cm.



OUVERT
Poid 940 gr.
Mesures 50x52x12 cm.

CEINTURE MOEM

Ceinture abdominale pour attacher l'utilisateur à la chaise Maille 100% polyester. Bordure acrylique 3 cm (bleu). Rubans de fixation en polyester. Cela correspond au cadre de la chaise.



Mesures 45 x 11.5 cm aprox
Poid 100 gr.

Contour 110 cm aprox.