

DONNÉES TECHNIQUES - Chaise MOEM automotrice



MOEM est une chaise de douche et de toilette pour faciliter l'hygiène des personnes à mobilité réduite.

Il peut être utilisé sous la douche, le lavabo et au-dessus des toilettes, ainsi que pour transporter des patients d'un poids maximum de 150 kg.

La chaise de bain est considérée comme un dispositif médical de classe 1 selon le règlement européen 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux (MDR).

Par conséquent, il est destiné à être utilisé chez l'homme dans le but de traiter ou de soulager une maladie, ainsi que le traitement, l'atténuation ou la compensation d'une blessure ou d'une déficience.

Conforme à la Norme :

* UNE-EN 12183 « Fauteuils roulants à propulsion manuelle. Exigences et méthodes d'essai. »

*Pour des raisons d'amélioration de nos produits, Tecni**moem** Care se réserve le droit de modifier les spécifications techniques et/ou les images de nos produits sans préavis.


Silla MOEM Autopropulsable

FICHE DE DONNÉES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CHARGE MAXIMALE		150KG
LESTER		16,8KG.
LA ROUE	de face	Ø125mm. avec frein
	arrière	Ø610mm.
CADRE EXTÉRIEUR, peinture époxy-polyester		Tube acier Ø25x1,5mm Plaque acier 30x5mm.
ACCOUDOIR		amovible
REPOSE PIEDS		Amovible et réglable en 5 positions
HOUSSE DE SIÈGE		Amovible et pliable
Vis en acier inoxydable		
Dossier, accoudoirs, siège, repose-pieds, housse de siège, commode, en polypropylène		
Poignée et supports de roues, en polypropylène et fibre de verre		
Levier de frein sur chaque roue arrière		

DIMENSIONS DE LA CHAISE



ROUES AVANT AVEC FREINS

La roue est bloquée en appuyant sur la pédale de frein.

La chaise est plus stable si les roues sont tournées vers l'extérieur



ACCOUDOIR AMOVIBLE



HOUSSE DE SIÈGE

Housse de siège facilement amovible



REPOSE PIEDS

Amovible et facilement maniable

Réglable en 5 positions



ACCESSOIRES

SIÈGE DE CHAISE MOEM

Assise en polyuréthane bi-composant (polyol et isocyanate), sans CFC ni HCFC.

Enduit de peinture bleue.

Il s'adapte sur le siège fixe de la chaise.

Disponible en deux modèles



SIÈGE OUVERT

Poids 900 gr.

Médidas env. 50x52x12cm.



SIÈGE FERMÉ

Poids 940 gr.

Médidas env. 50x52x12cm.

CEINTURE DE CHAISE MOEM

Ceinture abdominale pour maintenir l'utilisateur au fauteuil



Tissu maille 100% polyester. Garniture acrylique de 3 cm (bleu). Sangles de fixation en polyester. Il s'adapte sur le cadre de la chaise.

Bande de 45 x 11,5 cm environ.

Bande contour 110cm env.

Poids 100 grammes.

Tecnimoem Care développe, fabrique et distribue des lits, des sommiers, des grues, des chaises et des accessoires à usage gériatrique et domestique.

Dans un monde où la qualité de vie atteignant un âge mûr est l'atout le plus précieux, Tecnimoem Care met tous ses efforts dans la recherche et le développement continu d'éléments pour le repos que les personnes qui, en raison de problèmes physiques, de l'âge, ou simplement qui apprécient l'ergonomie et l'adaptabilité, choisissent nos produits.

Tecnimoem Care, dans son souci d'innover, intègre les meilleurs matériaux du marché avec des finitions parfaites qui dépassent toutes les normes de qualité et sont ce qui nous différencie et nous fait être choisi par nos clients.

SNR : ES-MF-000019199

Lundi (UE) 2017/745 MDR



TECNIMOEM CARE SL

CTRA. Logroño-Mendavia Km.5 31230 VIANA (Navarre) ~~Tel. +34 948 64 62 13~~
 ESPAGNE Fax. +34 948 64 63 80 tecnimoem@tecnimoem.com

www.tecnimoem.com