

AUDIOMÈTRE PORTABLE SIBEL SOUND DUO, MODÈLE A TYPE 4 (DÉPISTAGE)

Réf. DSI009133



AUDIOMÈTRE PORTABLE SIBELSOUND DUO, MODÈLE A TYPE 4 (DÉPISTAGE)

Réf. DSI009133

Un nouveau concept d'audiométrie pour la médecine du travail, les soins généralistes et les établissements scolaires

SIBELSOUND DUO est un audiomètre à deux canaux. Grâce à sa portabilité et sa légèreté, l'audiomètre SIBELSOUND DUO est l'appareil idéal pour réaliser des tests d'audiométrie dans n'importe quel environnement.

L'audiomètre s'adapte à chaque établissement, car il dispose de plusieurs options de configuration, telles que la langue, l'activation du code PIN, les fréquences d'examen, la sélection du diagnostic, le mode d'enregistrement des seuils, etc.

- 11 fréquences
- 125 à 8000 Hz
- Niveaux de -10 à 100 dB
- Tactile couleur (écran 95 x 54 mm)
- Portable : sacoche de transport incluse
- Alimentation : connexion au réseau ou 4 piles AA 1,5 V / 4 piles rechargeables NiMH
- USB : connexion PC pour logiciel
- Ethernet : connexion pour exportation de données
- Base de données interne : > 1000 tests, nombre illimité de patients
- Microphone intégré
- Son continu et pulsé
- Calcul de la perte d'audition
- Visualisation des résultats
- Diagnostics : Council, IMSS, ELI, SAL, Klockhoff

2 options sont disponibles pour améliorer les prestations du SIBELSOUND DUO :

- Option Exportation de données réf. DSI09505
- Option Audiométrie automatique (Hughson-Westlake) réf. DSI09134

Pour activer ces options, vous devrez entrer une clé d'activation sur l'audiomètre.

Livré avec :

- Guide d'utilisation
- Câble USB, connexion PC
- Démonstration du Logiciel W50
- Bouton-poussoir patient

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0318

Code barres :

Garantie (mois) : 12

Code douanier : 90181990

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 32,0

Largeur conditionnement (cm) : 32,0

Longueur unitaire (cm) : 44,0

Longueur conditionnement (cm) : 44,0

Hauteur unitaire (cm) : 14,0

Hauteur conditionnement (cm) : 14,0

Poids unitaire (kg) : 2,700

Poids conditionnement (kg) : 2,700

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



29/06/2022 12:22 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DSI009133

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.