

# FICHE TECHNIQUE



**COUCHES DROITES INTRAVERSABLES + strip**

**5900020120**

**NORMAL 80x305mm**

**ABSORPTION**



## **DIMENSIONS ( mm )**

Longueur totale  
Largeur totale  
Longueur tampon  
Largeur tampon

### **STANDARD**

305 mm  
80 mm  
265 mm  
80 mm

### **TOLERANCE**

+/- 10 mm  
+/- 5 mm  
+/- 10 mm  
+/- 5 mm

## **POIDS ( g )**

Poids total

### **STANDARD**

14 g

### **TOLERANCE**

+/- 5%

## **COMPOSITIONS**

Fibre  
Voile intérieur  
Enveloppe extérieure  
Tissue

100% cellulose  
polypropylène hydrophile  
polyéthylène blanc  
écologique

Fabriqué en Europe

## **PERFORMANCES**

Absorption ISO 11-948 (Rothwell)

330 ml

## **CONDITIONNEMENT**

Sachet  
Carton  
Palette

12 changes  
15 sachets  
28 cartons

