

TENA Lady Discreet Normal

Dénomination

Référence
Code ACL/EAN
Marquage CE
Poids (g)
Absorption méthode Rothwell (ml)
Vitesse d'acquisition (s)
Dimension produit
Utilisation

Protection pour fuites urinaires légères à modérées

760484
7322540851984 / 6024764
oui
13,9 g
349 ml
2,34 s
275 x 82 mm

Protection à usage unique



CONDITIONNEMENT	Nbre de pièces / sachet	24
	Nbre de sachets / carton	12
	Nbre cartons / palette	45
	Poids du carton (kg)	4,46
	Volume carton (m ³)	0,035
	Volume m ³ / 100 pièces	0,012
	Site de production	Hoogezand (Hollande)

FILM EXTERIEUR	Film sensation "textile", perméable à l'air et imperméable aux liquides. Souple, Silencieux et Résistant	
	Couleur	Blanc
	Composition	non tissé

NON TISSE	INTERIEUR	Hydrophile, perméable, doux et résistant, absence de latex
	Composition	non tissé blanc avec des motifs fleuris violets

DOUBLE MATELAS	microPROTEX	Matelas absorbant fin pour une garde au sec et une discrétion à l'usage
	Matelas supérieur	Pulpe de cellulose
	Matelas inférieur	Pulpe de cellulose
	Poids des matelas (g)	12,3 g
	Poids de la pulpe (g)	8,9 g
	Superabsorbant (SAP)	Répartition en mélange intime et différenciée dans les deux matelas
	Composition SAP	Polyacrylate de Sodium
	Poids du SAP (g)	3,9 g

CONFORT ET SECURITE	TRIPLE PROTECTION™	Système qui limite le développement des bactéries responsables de l'apparition des odeurs, et permet de garder la peau saine
	BANDES ADHESIVES	3 larges bandes pour un meilleur maintien
	POCHETTES INDIVIDUELLES	vertes, pratiques, hygiéniques
	Composition	Polyéthylène

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux.

Ces dispositifs médicaux de classe I sont des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE.