

TENA Lady Silhouette Normal Medium

Dénomination

Taille
Référence
Code ACL/EAN
Poids total
Absorption méthode Rothwell
Dimension produit
Dimension matelas
Utilisation

Protection féminine pour fuites urinaires légères à modérées (Sous-vêtement jetable)

Medium
795532
600972-3 / 7322540532852
42 g
880 ml
620x650 mm
440X140 mm
Protection à usage unique
Testé dermatologiquement



CONDITIONNEMENT	Nbre de pièces / sachet	12
	Nbre de sachets / carton	6
	Nbre cartons / palette*	42
	Poids du carton	3,576 kg
	Volume carton	0.036 m ³
	Site de production	Gennep (Pays-Bas)

ENVELOPPE EXTERIEUR	Couleur	Blanc - Imprimé fleuri de couleur violette
	Composition	non tissé en polypropylène & film élastique
	Poids (g)	16 g

FILM INTERIEUR	Composition	non tissé en polypropylène sur l'ensemble de l'intérieur du produit
-----------------------	-------------	---

MATELAS	Description	Double matelas : permet une forte absorption et de retenir l'humidité loin de la peau
	Composition	Pulpe de cellulose et Superabsorbant à base de polyacrylate de sodium
	Superabsorbant (SAP)	SAP Fresh Odour Control™ réparti en mélange intime et différencié dans les deux matelas
	Poids du matelas	26 g
	Poids du SAP	10 g
	Poids de la pulpe	15 g

CONFORT ET SECURITE	ODOUR CONTROL	Le système Odour Control limite le développement des bactéries responsables de l'apparition des odeurs. Respecte le Ph acide de la peau
	VOILE D'ACQUISITION	Absorption rapide et garde au sec pour un plus grand confort cutané
	Composition	Non tissé en polypropylène et polyester
	MATIERE RESPIRANTE	La matière sensation coton en non tissé permet à la peau de respirer
	CEINTURE ELASTIQUE	La coupe étudiée du sous-vêtement ainsi que la ceinture élastique permettent d' épouser parfaitement le corps pour une totale discrétion

*Information non contractuelle

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux.

Ces dispositifs médicaux de classe I sont des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE.