

Dénomination	Change complet respirant
Taille	T2 / Medium
Référence	710924
Code ACL/EAN	7322540647204
Marquage CE	86221
Poids total (+/- 7%)	133 g
Dimension produit (+/- 7%)	828 x 650 mm
Dimension matelas (+/- 7%)	630 x 248 mm
Tour de taille du patient	73 à 122 cm



Données Laboratoire	
Absorption : Méthode Rothwell (+/- 7%) (1)	3155 ml
Vitesse d'acquisition (s)	10 s

Respirabilité	
Entrejambe	Respirant
Voile extérieur (Backsheet)	Respirant
Côtés	Respirant

Tolérance Cutanée	
Protection absorbante à usage unique	Testé dermatologiquement / Sans Latex
Garde au sec rapide	Voile d'acquisition sur le matelas

CONDITIONNEMENT		
Nbre de pièces / sachet	24	
Nbre de sachets / carton	3	
Nbre cartons / palette	28	
Compactage	Oui	
Poids du carton	10,64 kg	
Volume carton m3	0,064	
Volume m3 / 100 pièces	0,089	
Site de production	Olawa (Pologne)	

COMPOSITION

FILM EXTERIEUR		Intraversable, souple, silencieux et résistant
Couleur		Blanc avec deux bandes violettes en pointillés
Composition		Rappel du nom, de l'absorption et de la taille du produit
Technologie ConfioAir™		Polyéthylène et Polypropylène
		Voile extérieur ConfioAir™ permet à la peau de respirer

VOILE INTERIEUR		Hydrophile, perméable, doux et résistant
Composition		Non tissé
Poids		15 g/m²

DOUBLE MATELAS		DOUBLE MATELAS
Composition		Pulpe et SAP en mélange intime, différencié dans les 2 matelas
Poids		113,2 g
Textile Feel		Une matière douce pour un toucher textile
PULPE		
Nature		Pulpe chimique
Localisation		Matelas supérieur et matelas inférieur
Poids		86,5 g
SAP		
Nature		Polycrylate de Sodium ODOUR NEUTRALIZER™ : limite la diffusion des odeurs
Localisation		Matelas supérieur et matelas inférieur et couche supplémentaire entre les 2 matelas
Poids		26,7 g

AUTRES		BARRIERES DE SECURITE
Composition des élastiques		Imperméables pour une sécurité anti-fuite optimale
ATTACHES ADHESIVES LARGES		Polyester-Polyuréthane
		Velcro et adhésifs (3 cm)

BENEFICES PRODUIT

Identification	Sachet : information du modèle produit, de la taille et de l'absorption sur la face et la tranche du sachet Protection : information du modèle produit, de la taille et de l'absorption (code couleur). Présence d'un témoin de miction sans ouvrir le change. Carton : identification du code produit
Facilité d'utilisation	Sachet : ouverture facile, poignées de transport Protection : techniques simples de pose en position debout ou allongé
Ergonomie	Design Produit conçu pour le confort du patient : matelas à la forme ajusté à l'anatomie du patient.
Confort et Sécurité	MULTI-FIXATIONS Des attaches larges, faciles à fixer et à ajuster plusieurs fois RESPIRABILITE Confortable pour le patient : la respirabilité du change permet à la peau de respirer et de préserver l'état cutané TEMOIN DE MICTION Visualisation de la miction sans ouvrir le change, se colore lorsque la protection se remplit BARRIERES DE SECURITE Imperméables pour une sécurité anti-fuite optimale

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux.

Ces dispositifs médicaux de classe I sont des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE.

(1) Méthode Rothwell : Cette méthode mesure la quantité de liquides que le produit peut absorber après avoir été trempé dans l'eau sans prendre en compte l'usage du produit.