



sharpsafe
SHARPSAFE 5^{ÈME} GENERATION 

FICHE TECHNIQUE PRODUIT
Données générales

Code produit	SHA-51502610
Code GTIN	5056271508313
Nom du produit	Sharpsafe® 5 ^{ème} GEN. 0,6 litre ouverture complète
Description	Collecteur de poche pour objets perforants 0,6 litre assemblé avec ouverture complète
Marque	Sharpsafe®
Business Unit	Safety Solutions
Catégorie d'emballage de sécurité	Collecteur de poche pour objets perforants
Indication	Tri, protection, transport, élimination des déchets à risque infectieux solides et perforants

Caractéristiques

Volume nominal	0,6 l
Volume total	0,6 l
Volume utile	0,45 l
Charge maximale	0,18 Kg
Aspect cuve	Neutre gris foncé
Couleur couvercle	Jaune
Couleur étiquette ou marquage	Jaune
Couleur sache interne	NC
Couleur dominante identifiable	Jaune
Langues marquage	FR/NL
Dimensions (assemblé) en mm :	
Longueur	108 mm
largeur	52 mm
Hauteur	224 mm
Ouverture	40 x 30 mm
Hauteur limite de remplissage	171 mm
Poids	111 g
Matières	Polypropylène recyclé 100% (cuve) + Polypropylène vierge 80% & recyclé 20% (couvercle)
Absence de latex et de phtalates	Oui
Réduction de l'empreinte carbone	70%
Autoclavable	Oui
Conditions d'autoclavage	134° pendant 18 min. couvercle ouvert
Fermeture provisoire	Oui
Fermeture définitive	Oui
Poignées	1
Accessoires disponibles	Base, support mural (voir la brochure et le tableau des compatibilités)


Données logistiques

Quantité par carton	100
Poids du carton	12,3 Kg
Dimensions du carton (LxlxH)	530 x 450 x 455 mm
Volume du carton	108,5175 dm ³
Quantité par palette	2000 unités
Poids de la palette	261 Kg
Dimension de la palette (LxlxH)	120 x 100 x 230 cm

Certifications

ADR (UN3291)	Oui
EN ISO23907-1:2019	Oui
Label qualité	BSI Kitemark - (NF 302 en cours)
TRBA250	Oui
NFX30-507:2018	NC
Marquage CE	94/62/CE emballages et déchets d'emballages
Système de management de la qualité	
ISO 9001	Oui
ISO 13485	Oui
ISO 14001	Oui
ISO 45001	Oui

Données fabricant

Fabriqué en	Royaume Uni
Par	Frontier Plastics Ltd
Mis sur le marché en	A/B/CH/D/F/LUX/NL
Par	Hospidex Group