



sharpsafe
SHARPSAFE 5^{ÈME} GENERATION 

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Données générales

Code produit	SHA-51006610 (sans clapet) - SHA-51005610 (avec clapet)
Code GTIN	5056271508405 (sans clapet) - 5056271508399 (avec clapet)
Nom du produit	Sharpsafe® 5 ^{ème} GEN. 4 litres (clapet optionnel)
Description	Boîte pour objets perforants 4 litres composée de 1 cuve + 1 couvercle à assembler
Marque	Sharpsafe®
Business Unit	Safety Solutions
Catégorie d'emballage de sécurité	Boîte pour objets perforants
Indication	Tri, protection, transport, élimination des déchets à risque infectieux solides et perforants

Caractéristiques

Volume nominal	4 l
Volume total	4,17 l
Volume utile	3,21 l
Charge maximale	1,2 Kg
Aspect cuve	Neutre gris foncé
Couleur couvercle	Jaune
Couleur étiquette ou marquage	Jaune
Couleur sache interne	NC
Couleur dominante identifiable	Jaune
Langues marquage	FR/NL
Dimensions (assemblé) en mm :	
Longueur	175 mm
largeur	175 mm
Hauteur	245 mm
Ouverture	55 x 55 mm
Hauteur limite de remplissage	174 mm
Poids	297 g (306 g avec clapet)
Matières	Polypropylène recyclé 100% (cuve) + Polypropylène vierge 100% (couvercle)
Absence de latex et de phtalates	Oui
Réduction de l'empreinte carbone	52%
Autoclavable	Oui
Conditions d'autoclavage	134° pendant 18 min. couvercle ouvert
Fermeture provisoire	Oui
Fermeture définitive	Oui
Poignées	1
Accessoires disponibles	Bases, plateaux, supports chariot (voir la brochure et le tableau des compatibilités)



Données logistiques

Quantité par carton	50
Poids du carton	17,25 Kg
Dimensions du carton (LxIxH)	850 x 360 x 420 mm
Volume du carton	128,52 dm3
Quantité par palette	700 unités
Poids de la palette	256,5 Kg
Dimension de la palette (LxIxH)	120 x 80 x 230 cm

Certifications

ADR (UN3291)	Oui
EN ISO23907-1:2019	Oui
Label qualité	BSI Kitemark - (NF 302 en cours)
TRBA250	Oui
NFX30-507:2018	NC
Marquage CE	94/62/CE emballages et déchets d'emballages
Système de management de la qualité	
ISO 9001	Oui
ISO 13485	Oui
ISO 14001	Oui
ISO 45001	Oui

Données fabricant

Fabriqué en	Royaume Uni
Par	Frontier Plastics Ltd
Mis sur le marché en	A/B/CH/D/F/LUX/NL
Par	Hospidex Group