

CROCHET POCHE A URINE
Réf. N°:45 500 50/50R/51/51R

STRASBOURG

<i>Description générale</i>	Crochet en métal plastifié ou pas système de suspension arrondi ou carré pour le poches pré-trouées à urine ou autre avec boucle de passage.	
<i>Pièces jointes</i>	Oui	Photo
<i>Référence lot</i>	Non	
<i>Dispositif raccordé</i>	Non	
<i>Dispositif Usage Unique</i>	Non	
<i>Dispositif stérile</i>	Non	
<i>Stérilisation</i>	Oui	Pour les référence 45 500 50/51, autoclave
<i>Autoclavable</i>	Oui	A 134°C
<i>Nettoyage</i>	Oui	En machine ou à la main avec un produit nettoyant n'attaquant pas le chrome ni l'acier ni le plastique.
<i>Substance impropre</i>	Produit attaquant le fil d'acier ou le plastique	
<i>Pièces constitutives</i>	Non	
<i>Matières</i>	En fil d'acier chromé (45 500 50/51)ou plastifié (45 500 50R/51R)	
<i>Standard fabrication</i>		
<i>Étiquetage</i>	Non	
<i>Emballage</i>	Oui	En sachet individuel
<i>Stockage particulier</i>	Oui	Sec et propre, température entre -40 et 95°C
<i>Marquage sur le DM</i>	Non	
<i>Références</i>	45 500 51/51R	45 500 50/50R
<i>Désignation</i>	Crochet arrondi	Crochet carré
<i>Dimension la x h x P x Ø (mm)</i>	153 x 110 x 61 x 3.05	157 x 95 x 52 x 4.05
<i>Capacité (kg)</i>	2	
<i>Résistance température (C°)</i>	-40 à 95°C	
<i>Poids net (Kg)</i>	44	60
<i>Couleurs</i>	Chrome ou blanc	
<i>Utilisation</i>	Dispositif utilisé pour le support des poches particulièrement à urine au pieds des lits de soins. Poids maximum de suspension 2Kg.	
<i>Mode d'emploi</i>	Bien accrocher le support en déterminant avant si le rebord support pour le crochet est rond ou carré, dans ce cas choisir le crochet correspondant.	
<i>Précaution d'emploi</i>	Nettoyer après chaque changement de patient. Si le revêtement plastique est détérioré risque de rouille dans ce cas ne plus utiliser.	
<i>Recyclage/Récupération</i>	Dans des bacs à déchets médicaux contaminés..	
<i>DEEE/REACH</i>	Non/ NC	
<i>PVC/ PHTALATES</i>	Non/ Non	
<i>Données de sécurités</i>	Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul	