



**sharpsafe**  
SHARPSAFE 5<sup>ÈME</sup> GENERATION 

**FICHE TECHNIQUE PRODUIT**
**Données générales**

Code produit	SHA-51106610 (sans clapet) - SHA-51105610 (avec clapet)
Code GTIN	5056271508436 (sans clapet) - 5056271508429 (avec clapet)
Nom du produit	Sharpsafe® 5 <sup>ème</sup> GEN. 7 litres (clapet optionnel)
Description	Boîte pour objets perforants 7 litres composée de 1 cuve + 1 couvercle à assembler
Marque	Sharpsafe®
Business Unit	Safety Solutions
Catégorie d'emballage de sécurité	Boîte pour objets perforants
Indication	Tri, protection, transport, élimination des déchets à risque infectieux solides et perforants

**Caractéristiques**

Volume nominal	7 l
Volume total	6,76 l
Volume utile	5,54 l
Charge maximale	1,35 Kg
Aspect cuve	Neutre gris foncé
Couleur couvercle	Jaune
Couleur étiquette ou marquage	Jaune
Couleur sache interne	NC
Couleur dominante identifiable	Jaune
Langues marquage	FR/NL
Dimensions (assemblé) en mm :	
Longueur	175 mm
largeur	175 mm
Hauteur	380 mm
Ouverture	55 x 55 mm
Hauteur limite de remplissage	310 mm
Poids	401 g (410 g avec clapet)
Matières	Polypropylène recyclé 100% (cuve) + Polypropylène vierge 100% (couvercle)
Absence de latex et de phtalates	Oui
Réduction de l'empreinte carbone	62%
Autoclavable	Oui
Conditions d'autoclavage	134° pendant 18 min. couvercle ouvert
Fermeture provisoire	Oui
Fermeture définitive	Oui
Poignées	1
Accessoires disponibles	Bases, supports chariot (voir la brochure et le tableau des compatibilités)


**Données logistiques**

Quantité par carton	50
Poids du carton	23,5 Kg
Dimensions du carton (LxlxH)	810 x 345 x 680 mm
Volume du carton	190,0262 dm <sup>3</sup>
Quantité par palette	450 units
Poids de la palette	227 Kg
Dimension de la palette (LxlxH)	120 x 80 x 230 cm

**Certifications**

ADR (UN3291)	Oui
EN ISO23907-1:2019	Oui
Label qualité	BSI Kitemark - (NF 302 en cours)
TRBA250	Oui
NFX30-507:2018	NC
Marquage CE	94/62/CE emballages et déchets d'emballages
Système de management de la qualité	
ISO 9001	Oui
ISO 13485	Oui
ISO 14001	Oui
ISO 45001	Oui

**Données fabricant**

Fabriqué en	Royaume Uni
Par	Frontier Plastics Ltd
Mis sur le marché en	A/B/CH/D/F/LUX/NL
Par	Hospidex Group