



sharpsafe
SHARPSAFE 5^{ÈME} GENERATION 

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Données générales

Code produit	SHA-51172610
Code GTIN	5056271508467
Nom du produit	Sharpsafe® 5 ^{ème} GEN. 9 litres
Description	Boîte pour objets perforants 9 litres composée de 1 cuve + 1 couvercle à assembler
Marque	Sharpsafe®
Business Unit	Safety Solutions
Catégorie d'emballage de sécurité	Boîte pour objets perforants
Indication	Tri, protection, transport, élimination des déchets à risque infectieux solides et perforants

Caractéristiques

Volume nominal	9 l
Volume total	9,50 l
Volume utile	7,52 l
Charge maximale	1,8 Kg
Aspect cuve	Neutre gris foncé
Couleur couvercle	Jaune
Couleur étiquette ou marquage	Jaune
Couleur sache interne	NC
Couleur dominante identifiable	Jaune
Langues marquage	FR/NL
Dimensions (assemblé) en mm :	
Longueur	292 mm
largeur	195 mm
Hauteur	291 mm
Ouverture	210 x 65 mm
Hauteur limite de remplissage	207 mm
Poids	587 g
Matières	Polypropylène recyclé 100% (cuve) + PP vierge 100% (couvercle) + PP recyclé 100% (volet)
Absence de latex et de phtalates	Oui
Réduction de l'empreinte carbone	58%
Autoclavable	Oui
Conditions d'autoclavage	134° pendant 18 min. couvercle ouvert
Fermeture provisoire	Oui
Fermeture définitive	Oui
Poignées	1
Accessoires disponibles	Bases, supports chariot (voir la brochure et le tableau des compatibilités)



Données logistiques

Quantité par carton	20
Poids du carton	13,8 Kg
Dimensions du carton (LxIxH)	585 x 385 x 530 mm
Volume du carton	119,3693 dm3
Quantité par palette	280 unités
Poids de la palette	209 Kg
Dimension de la palette (LxIxH)	120 x 80 x 230 cm

Certifications

ADR (UN3291)	Oui
EN ISO23907-1:2019	Oui
Label qualité	BSI Kitemark - (NF 302 en cours)
TRBA250	Oui
NFX30-507:2018	NC
Marquage CE	94/62/CE emballages et déchets d'emballages
Système de management de la qualité	
ISO 9001	Oui
ISO 13485	Oui
ISO 14001	Oui
ISO 45001	Oui

Données fabricant

Fabriqué en	Royaume Uni
Par	Frontier Plastics Ltd
Mis sur le marché en	A/B/CH/D/F/LUX/NL
Par	Hospidex Group